















































DUTCH/NEDERLANDS - INSTRUCTIES BATTERIJ	
Deze instructies bevatten belangrijke informatie over de niet-oplaadbare lithium-mangaandioxidebatterij van Physio-Control, die speciaal ontworpen is voor gebruik met de LIFEPAK® 1000-defibrillator. Volg deze richtlijnen om de levensduur en de prestatie van de batterijen te helpen maximaliseren.	
WAARSCHUWINGEN	
<b>RISICO OP BRAND, EXPLOSIE EN BRANDWONDEN.</b> Batterijen niet demonteren, doorboren, samenpersen, verhitten tot boven 100 °C of verbranden. <b>VEILIGHEIDSRISICO EN KANS OP MATERIELE SCHADE</b> Beschadigde batterijen kunnen lekken en lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken. Behandeld beschadigde of lekkende batterijen uiterst voorzichtig. <b>RISICO OP VERMOEGENSVERLIES TIJDENS DE BEHANDELING VAN EEN PATIENT</b> Bij gebruik van een niet naar behoren onderhouden batterij om een defibrillator van voeding te voorzien kan zonder waarschuwing energieverlies optreden. Volg deze instructies voor correcte behandeling van de batterij. <b>KANS OP APPARAATFOUT</b> De batterij niet modificeren.	
De batterij kan niet worden opgeladen. Het energieniveau wordt bij benadering aangegeven op de brandstofmeter. Probeer de batterij niet op te laden.	
WAARSCHUWING	
<b>RISICO VAN EXPLOSIE, BRAND OF GIFTIGE DAMPEN</b> Het opladen van een niet-oplaadbare batterij kan leiden tot explosies, brand of het vrijkomen van giftige dampen. Verwerk oude en lege defibrillatorbatterijen zoals beschreven in deze instructies.	
OPGELET	
<b>RISICO OP BESCHADIGING VAN BATTERIJEN</b> Door een geleidende verbinding tussen de batterijcontacten kan brand of schade aan de batterij ontstaan. Houd de batterij buiten het bereik van metalen voorwerpen die een verbinding tussen de batterijcontacten zouden kunnen vormen.	
Een nieuwe niet-oplaadbare batterij kan 1030 minuten gebruikt/ist of 440 schokken bij 200 joule leveren. De batterijcapaciteit neemt ieder jaar dat de batterij in de defibrillator zit af, omdat de batterij zichzelf ontlaat en vanwege de energie die wordt verbruikt tijdens de zelftests van de defibrillator. De batterij heeft een stand-by levensduur van vijf jaar als de defibrillator niet wordt gebruikt.	
<b>De batterij opslaan</b> Een nieuwe niet-oplaadbare defibrillatorbatterij kan bij 20 °C tot 30 °C vijf jaar worden bewaard. De batterij ontlaat zichzelf na verloop van tijd. Daarom wordt de levensduur van de batterij afhankelijk van hoe lang deze is opgeslagen, teruggebracht wanneer de batterij uiteindelijk in de defibrillator wordt geplaatst.	
<b>Het niveau van de brandstofmeter aflezen</b> Als u het ladingsniveau van de brandstofmeter wilt controleren, drukt u op de grijze knop onder het batterijsymbool. In de onderstaande illustratie is een overzicht van de LED-waarschuwingslampjes weergegeven.	
 Eén tot vier lampjes geven aan in hoeverre de batterij is opgeladen. Bij vier lampjes is de batterij volledig opgeladen.	
 Eén lampje betekent dat de batterij moet worden vervangen.	
<b>De batterij recyclen</b> De batterij moet volledig zijn ontladen voordat u deze recyclet of afvoert. Raadpleeg voor informatie over het ontladen van de batterij <i>LIFEPAK 1000 Defibrillator Disposable Battery Discharger Instructions for Use</i> (Gebruiksaanwijzing bij de ontlander voor wegwerpbatterijen voor de LIFEPAK 1000-defibrillator). Raadpleeg voor informatie over het recyclen van de batterij <a href="http://www.physio-control.com/recycling">www.physio-control.com/recycling</a> of neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Physio-Control.	
<b>Symbolen</b> U treft de volgende symbolen op de batterij aan.	
SYMBOOL	BESCHRIJVING
	Gebruiksaanwijzing
	Waarschuwing
	RISICO OP BRAND OF VERBRANDING - Niet opladen
	RISICO OP BRAND OF VERBRANDING - Niet vervormen of beschadigen
	RISICO OP EXPLOSIE - Niet verbranden of verwarmen boven 100 °C
	RISICO OP BRAND OF VERBRANDING - Niet openmaken of demonteren
	Markering van conformiteit met de toepasselijke Europese richtlijnen
	Lithiummangaandioxidebatterij
	Dit product mag niet worden afgevoerd als ongesorteerd huishoudelijk afval. Voer het product af in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Ga naar <a href="http://www.physio-control.com/recycling">www.physio-control.com/recycling</a> voor instructies voor het afvoeren van dit product.
	Fabrikant
	Productiedatum
	Gemachtigde EG-vertegenwoordiger
	Onderdeelnummer
	Catalogusnummer
	Partijnummer (batchcode)
	Zie de website voor octrooi-informatie
	Aanbevolen opslagtemperatuurbereik: 20 tot 30 °C
	Weergegeven uiterste gebruiksdatum: JJJJ-MM-DD
	Gemaakt in Mexico
	Lithium-metaalbatterij























ESPECIFICATIE	BESCHRIJVING
Type	Lithium-mangaandioxidebatterij (Li/MnO <sub>2</sub> ); 12,0 V; 4,5 Ah, 54 Wh
Capaciteit	Levert normaal gesproken 440 ontladingen van 200 joule of 1030 minuten gebruiksminuten met nieuwe batterij.
Stand-bylevensduur	Een nieuwe batterij voorziet het apparaat 5 jaar lang van energie.
Levensduur	Na 5 jaar opslag bij 20 °C tot 30 °C heeft de batterij een stand-bylevensduur van 48 maanden.
Gewicht	0,45 kg
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 50 °C
Temperatuur in werking op korte termijn	-20 °C tot 60 °C gedurende hoogstens 1 uur
Opslagtemperatuur op lange termijn	20 °C tot 30 °C gedurende hoogstens 5 jaar
Opslagtemperatuur op korte termijn (verzendings)	-30 °C tot 60 °C gedurende hoogstens 1 week
Relatieve luchtvochtigheidsgraad	5 tot 95% niet-condenserend
De specificaties kunnen worden gewijzigd.	

Physio-Control en gelieerde ondernemingen zijn eigenaar van, gebruiken of hebben het volgende handelsmerk of servicemerk aangevraagd: LIFEPAK. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren of houders.

SPANISH/ESPAÑOL - INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA	
La presente hoja de instrucciones proporciona importante información acerca de la batería de litio-dióxido de manganeso no recargable de Physio-Control diseñada específicamente para su uso con el desfibrilador LIFEPAK® 1000. Siga estas directrices para maximizar el rendimiento y la vida de la batería.	
ADVERTENCIAS	
<b>POSIBILIDAD DE INCENDIO, EXPLOSIÓN Y QUEMADURAS</b> No desmontar, punzar, aplastar, calentar por encima de 100 °C o quemar la batería. <b>RIESGOS DE SEGURIDAD Y POSIBLES DAÑOS EN LOS EQUIPOS</b> Las baterías dañadas pueden tener fugas y causar lesiones personales o daños en el equipo. Manipule con extrema precaución las baterías dañadas o con fugas. <b>POSIBLE PÉRDIDA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DURANTE LA ATENCIÓN AL PACIENTE</b> El uso de una batería mantenida de forma inadecuada para alimentar un desfibrilador puede causar un fallo de la alimentación sin advertencia alguna. Siga estas instrucciones para el cuidado adecuado de la batería. <b>POSIBILIDAD DE FALLO DEL EQUIPO</b> No modifique la batería.	
La batería no es recargable por lo que no es preciso recargarla. El nivel aproximado de la carga viene indicado por el medidor de carga. No intente recargar la batería.	
ADVERTENCIA	
<b>PELIGRO DE EXPLOSIÓN, INCENDIO O GAS NOCIVO</b> Si intenta recargar una batería no recargable, se puede producir una explosión o un incendio, o se puede liberar gas nocivo. Deshágase de las baterías no recargables agotadas o que hayan caducado del modo que se describe en estas instrucciones de funcionamiento.	
PRECAUCIÓN	
<b>DAÑOS POSIBLES PARA LA BATERÍA</b> La conexión eléctrica entre los contactos de la batería puede causar un incendio o dañar la batería. No lleve la batería donde los objetos metálicos puedan crear una conexión entre los contactos de la batería.	
Una batería nueva no recargable proporciona 1030 minutos de tiempo de encendido o 440 descargas de 200 julios. Cada año, la capacidad de la batería se reduce cuando está en el desfibrilador, debido a la tasa de autodescarga normal de la batería y a la energía que se emplea en las pruebas de autocomprobación. Si se instala en un desfibrilador que no se utiliza, la batería tiene una duración en espera de cinco años.	
<b>Almacenamiento de la batería</b> Una batería no recargable tiene una vida útil de cinco años si se almacena a una temperatura de 20 °C a 30 °C. La batería se autodescarga con el tiempo. Por eso, cuando la batería es colocada finalmente en el desfibrilador, su vida útil se reducirá dependiendo del tiempo que estuvo almacenada.	
<b>Interpretación del medidor de carga de la batería</b> Para ver el medidor de carga de la batería, presione el botón gris que hay debajo del símbolo de la batería. En la siguiente ilustración se describen los indicadores LED:	
 De una a cuatro luces indican la carga relativa de la batería. Cuatro luces indican la carga máxima.	
 Una luz indica "Sustituir la batería".	
<b>Reciclaje de la batería</b> La batería debe estar totalmente descargada antes de desecharla o reciclarla. Vea las instrucciones de uso del descargador de baterías desechables del Desfibrilador LIFEPAK 1000 para obtener información sobre la descarga de baterías. Para obtener información sobre el reciclaje de baterías, vaya a <a href="http://www.physio-control.com/recycling">www.physio-control.com/recycling</a> o póngase en contacto con su representante local de Physio-Control.	
<b>Símbolos</b> En la batería encontrará los siguientes símbolos.	
SYMBOLO	DESCRIPCIÓN
	Instrucciones de uso
	Precaución
	PELIGRO DE INCENDIO O QUEMADURA - No la cargue.
	PELIGRO DE INCENDIO O QUEMADURA - No la deforme ni la dañe.
	PELIGRO DE EXPLOSIÓN - No la deseché tirándola al fuego ni la caliente por encima de 100 °C.
	PELIGRO DE INCENDIO O QUEMADURA - No la abra ni la desmantele.
	Marca de conformidad con las directivas europeas aplicables
	Batería de dióxido de manganeso y litio
	Este producto no debe eliminarse como residuo municipal sin clasificar. Deseche este producto conforme a las normativas locales. Consulte <a href="http://www.physio-control.com/recycling">www.physio-control.com/recycling</a> para ver instrucciones sobre cómo desechar este producto.
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Representante autorizado de la CE
	Número de pieza
	Número de catálogo
	Número de lote (código de lote)
	Consulte el sitio web para información de patentes.
	Intervalo recomendado de temperatura de almacenamiento: de 20 °C a 30 °C
	Utilizar antes de la fecha de vencimiento: AAAA-MM-DD
	Montado en México
	Batería de metal litio














ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Tipo	Litio-dióxido de manganeso (Li/MnO <sub>2</sub> ), 12,0 V, 4,5 Ah, 54 Wh
Capacidad	Normalmente proporcionará 440 descargas de 200 julios o 1.030 minutos de tiempo operativo con una batería nueva. Una batería nueva proporciona al dispositivo alimentación durante 5 años.
Duración en espera	Tras el almacenamiento durante cinco años a una temperatura de 20 °C a 30 °C, proporciona 48 meses de duración en espera.
Vida útil	
Peso	0,45 kg
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 50 °C
Temperatura de funcionamiento a corto plazo	-20 °C a 60 °C hasta 1 hora
Temperatura de almacenamiento a largo plazo	20 °C a 30 °C hasta 5 años
Temperatura de almacenamiento a corto plazo (envío)	-30 °C a 60 °C hasta 1 semana
Humedad relativa	De 5 a 95 <span> </span> % sin condensación
Las especificaciones están sujetas a cambios.	

Physio-Control o sus filiales usan o han solicitado las siguientes marcas comerciales o marcas de servicios, o son sus propietarios: LIFEPAK. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios o titulares.

PORTUGUESE/PORTUGUÊS (PORTUGAL) – INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA BATERIA	
Esta folha de instruções fornece informações importantes sobre a bateria não recarregável de dióxido de manganésio de lítio Physio-Control especificamente concebida para utilização com o desfibrilador LIFEPAK® 1000. Siga estas diretrizes para aproveitar ao máximo a duração e o desempenho da bateria.	
AVISOS	
<b>POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE INCÊNDIO, EXPLOSAO E QUEIMADURAS</b> Não desmonte, fure, esmague, aqueça acima de 100 °C ou incinere a bateria. <b>RISCO DE SEGURANÇA E POSSIBILIDADE DE DANOS NO EQUIPAMENTO</b> As baterias danificadas podem registar fugas e causar lesões pessoais ou danos ao equipamento. Manuseie as baterias danificadas ou com fugas com extremo cuidado. <b>POSSIBILIDADE DE PERDA DA CORRENTE DURANTE O TRATAMENTO DO PACIENTE</b> O uso de uma bateria incorretamente mantida para alimentar um desfibrilhador, pode provocar falha de alimentação sem prévio aviso. Siga estas instruções para conhecer os cuidados adequados a ter com a bateria. <b>POSSIVEL FALHA DO DISPOSITIVO</b> Não modifique a bateria.	
A bateria não recarregável nunca requer recarregamento. O nível aproximado de carga é indicado pelo indicador de carga. Não tente recarregar a bateria.	
AVISO	
<b>POSSIBILIDADE DE EXPLOSAO, INCÊNDIO O GÁS NOCIVO</b> Tentar recarregar uma bateria não recarregável pode provocar uma explosão, incêndio ou a libertação de gás venenoso. Elimine as baterias expiradas ou descarregadas conforme descrito nas instruções.	
ATENÇÃO	
<b>POSSIBILIDADE DE DANIFICAÇÃO DAS BATERIAS</b> A ligação eléctrica entre os contactos da bateria pode causar um incêndio ou danificar a bateria. Não transporte a bateria de forma a que objectos metálicos possam criar uma ligação entre os contactos da bateria.	
Uma bateria não recarregável nova proporciona 1030 minutos de tempo de "funcionamento" ou 440 descargas de 200 joules. A capacidade da bateria diminui anualmente enquanto esta se encontra no desfibrilhador devido à taxa normal de autodescarga da bateria e à energia utilizada pelos testes automáticos do desfibrilhador. Se a bateria estiver instalada num desfibrilhador não utilizado, a sua duração em modo de espera é de cinco anos.	
<b>Armazenar a Bateria</b> Uma bateria não recarregável tem uma longevidade de cinco anos se for armazenada a uma temperatura entre 20 °C e 30 °C. A bateria descarrega-se automaticamente ao longo do tempo. Assim, quando a bateria for colocada no DEA, a sua vida útil será mais reduzida em função do tempo em armazenamento.	
<b>Interpretar o Indicador de Carga da Bateria</b> Para visualizar o indicador de carga da bateria, prima o botão cinzento sob o símbolo da bateria. A ilustração abaixo fornece uma visão geral dos indicadores LED:	
 Uma a quatro luzes indicam a carga relativa da bateria; as quatro luzes indicam a carga máxima.	
 Uma luz indica "Substituir bateria".	
<b>Reciclar a Bateria</b> A bateria deve estar totalmente descarregada antes da sua reciclagem ou eliminação. Consulte as <i>Instruções de Utilização de Descarga da Bateria Não Recarregável do Desfibrilhador LIFEPAK 1000</i> para obter informações sobre como descarregar a bateria. Para obter informações sobre a reciclagem de baterías, consulte <a href="http://www.physio-control.com/recycling">www.physio-control.com/recycling</a> ou contacte o representante local da Physio-Control.	
<b>Símbolos</b> Os seguintes símbolos podem ser encontrados na bateria.	
SYMBOLO	DESCRIÇÃO
	Instruções de funcionamento
	Atenção
	RISCO DE INCÊNDIO OU DE QUEIMADURA – Não carregar
	RISCO DE INCÊNDIO OU DE QUEIMADURA – Não deformar ou danificar
	RISCO DE EXPLOSAO – Não eliminar através de fogo ou calor acima dos 100 °C
	RISCO DE INCÊNDIO OU DE QUEIMADURA – Não abrir nem desmontar
	Marca de conformidade com as diretivas europeias aplicáveis
	Bateria de dióxido de manganésio de lítio
	Não depositar este produto nos contentores municipais de resíduos indiferenciados. Elimine este produto de acordo com as regulamentações locais. Consulte <a href="http://www.physio-control.com/recycling">www.physio-control.com/recycling</a> para obter instruções sobre a eliminação deste produto.
	Fabricante
	Data de fabrico
	Representante CE autorizado
	Número de peça
	Número de catálogo
	Número de lote (código de lote)
	Consultar o website para obter informações sobre patentes
	Intervalo de temperatura de armazenamento recomendado: 20° a 30 °C
	Data de validade apresentada: AAAA-MM-DD
	Montado no México
	Bateria de lítio metal

ESPECIFICAÇÕES	DESCRIÇÃO
Tipo	Dióxido de Manganésio de Lítio (Li/MnO <sub>2</sub> ), 12,0 V, 4,5 Ah, 54 Wh
Capacidade	Tipicamente fornece 440 descargas de 200 joule ou 1030 minutos de tempo de funcionamento com a nova bateria.
Duração em repouso	A nova bateria fornece energia ao dispositivo durante 5 anos.
Vida útil	Após armazenamento durante 5 anos a uma temperatura entre 20 °C e 30 °C, fornece 48 meses de duração em repouso.
Peso	0,45 kg
Temperatura de funcionamento	0 °C a 50 °C
Temperatura de Funcionamento de Curto Prazo	-20 °C a 60 °C até um máximo de 1 hora
Temperatura de Armazenamento de Longo Prazo	20 °C a 30 °C até um máximo de 5 anos
Temperatura de Armazenamento de Curto Prazo (transporte)	-30 °C a 60 °C até um máximo de 1 semana
Umidade relativa	5 a 95 <span> </span> % sem condensação
As especificações estão sujeitas a alterações.	

A Physio-Control e as suas filiais detêm, utilizam ou solicitaram as seguintes marcas comerciais ou marcas de serviços: LIFEPAK. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais dos respetivos proprietários ou detentores.

BRAZILIAN PORTUGUESE/PORTUGUÊS (BRASIL) - INSTRUÇÕES DA BATERIA	
Esta folha de informações fornece informações importantes sobre a bateria não-recarregável de dióxido de manganés e lítio da Physio-Control desenvolvida especificamente para ser usada com o desfibrilador LIFEPAK® 1000. Siga estas diretrizes para ajudar a otimizar a vida útil e o desempenho da bateria.	
ADVERTÊNCIAS	
<b>POSSIBILIDADE DE INCÊNDIO, EXPLOSAO E QUEIMADURAS</b> Não desmonte, perfure, esmague, aqueça acima de 100 °C ou incinere a bateria. <b>RISCO DE SEGURANÇA E POSSIBILIDADE DE DANO AO EQUIPAMENTO</b> Baterias danificadas podem vazar e causar lesões pessoais ou danos ao equipamento. Manuseie baterias danificadas ou com vazamento com extremo cuidado. <b>POSSIBILIDADE DE PERDA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DO PACIENTE</b> A utilização de uma bateria com manutenção inadequada para alimentar um desfibrilador pode provocar falha de alimentação sem prévio aviso. Siga estas instruções para cuidar da bateria de modo apropriado. <b>POSSIBILIDADE DE FALHA DO DISPOSITIVO</b> Não modifique a bateria.	
A bateria não-recarregável jamais precisará ser recarregada. O nível aproximado de carga é indicado pelo indicador de carga. Não tente recarregar a bateria.	
ADVERTÊNCIA	
<b>POSSIBILIDADE DE EXPLOSAO, INCÊNDIO O GÁS NOCIVO</b> A tentativa de recarregar uma bateria não recarregável pode provocar uma explosão, incêndio ou liberação de gás nocivo. Descarte as baterias não-recarregáveis descarregadas ou vencidas conforme descrito nestas instruções.	
CUIDADO	
<b>POSSIBILIDADE DE DANOS À BATERIA</b> Um curto-circuito entre os contatos da bateria pode provocar um incêndio ou danificar a bateria. Não coloque a bateria em um local onde objetos de metal possam criar um curto-circuito entre os contatos da bateria.	
Uma bateria não recarregável nova fornece 1.030 horas de “tempo de uso” ou 440 descargas a 200 joules. A cada ano, a capacidade da bateria diminui enquanto a bateria estiver no desfibrilador, por causa da taxa de autodescarga normal da bateria e da energia utilizada pelos autotestes do desfibrilador. Se estiver instalada em um desfibrilador que não está em uso, a bateria terá uma vida útil em espera de cinco anos.	
<b>Armazenamento da bateria</b> Uma bateria não-recarregável nova possui uma vida útil de cinco anos se armazenada a uma faixa de temperatura de 20 °C a 30 °C. A bateria é descarregada automaticamente com o passar do tempo. Desse modo, quando a bateria for colocada no desfibrilador, sua vida útil será reduzida dependendo do tempo que ela tiver ficado armazenada.	
<b>Interpretação do indicador de carga da bateria</b> Para visualizar o indicador de carga da bateria, pressione o botão cinza abaixo do símbolo da bateria. A figura abaixo fornece uma visão geral dos indicadores de LED:	
 Quanto mais luzes estiverem acesas, maior será a carga da bateria; as quatro luzes acesas indicam a carga máxima.	
 Uma luz indica “Substituir bateria”.	
<b>Reciclagem da bateria</b> A bateria deve estar totalmente descarregada antes da reciclagem ou do descarte. Consulte as <i>Instruções de uso do descarregador de bateria descartável do desfibrilador LIFEPAK 1000</i> para obter informações sobre o descarregamento da bateria. Para obter informações sobre reciclagem da bateria, acesse <a href="http://www.physio-control.com/recycling">www.physio-control.com/recycling</a> ou entre em contato com o representante local da Physio-Control.	
<b>Símbolos</b> Os símbolos a seguir estão presentes na bateria.	
SYMBOLO	DESCRIÇÃO
	Instruções de operação
	Cuidado
	RISCO DE INCÊNDIO OU QUEIMADURAS - Não carregue
	RISCO DE INCÊNDIO OU QUEIMADURAS - Não danifique nem deforme
	RISCO DE EXPLOSAO - Não descarte no fogo ou em temperaturas acima de 100 °C
	RISCO DE INCÊNDIO OU QUEIMADURAS - Não abra nem desmonte
	Marca de conformidade com as Diretivas Europeias aplicáveis
	Bateria de dióxido de manganés de lítio
	Não descarte este produto na rede municipal de coleta de lixo não seletiva. O descarte deve ser feito de acordo com as normas locais. Acesse <a href="http://www.physio-control.com/recycling">www.physio-control.com/recycling</a> para obter instruções sobre descarte deste produto.
	Fabricante
	Data de fabricação
	Representante CE autorizado
	Número da peça
	Número de catálogo
	Número de lote (código de lote)
	Consulte o site para obter informações sobre patentes
	Faixa de temperatura de armazenamento recomendada: 20 °C a 30 °C
	Data de validade: AAAA-MM-DD
	Montado no México
	Bateria de ions de lítio

ESPECIFICAÇÕES	DESCRIÇÃO
Tipo	Dióxido de manganês e lítio (Li/MnO <sub>2</sub> ), 12,0 V, 4,5 Ah, 54 Wh
Capacidade	Normalmente, fornecerá 440 descargas de 200 joules ou 1.030 minutos de funcionamento com a nova bateria.
Vida útil no modo de espera	A bateria nova fornece 5 anos de energia para o dispositivo.
Vida útil quando armazenada	Depois de armazenada por 5 anos entre 20 °C e 30 °C, fornece 48 meses de vida útil no modo de espera.
Peso	0,45 kg
Temperatura de operação	0 °C a 50 °C
Temperatura de operação em curto prazo	-20 °C a 60 °C por até 1 hora
Temperatura de armazenamento em longo prazo	20 °C a 30 °C por até 5 anos
Temperatura de armazenamento em curto prazo (transporte)	-30 °C a 60 °C por até 1 semana
Umidade relativa	5 <span> </span> % a 95 <span> </span> % sem condensação
Especificações sujeitas a alteração.	

A Physio-Control e suas afiliadas são proprietárias, utilizam ou solicitaram o direito de uso das seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: LIFEPAK. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais de seus respectivos proprietários ou detentores dos direitos autorais.

SWEDISH/SVENSKA – BATTERIINSTRUKTIONER
Detta instruktionsblad innehåller viktig information om det Physio-Control icke-återuppladdningsbara litium/mangandioxidbatteriet som är specifikt konstruerat för användning med LIFEPAK® 1000 defibrillatorn. Följ dessa riktlinjer för att maximera batteriets användningstid och prestanda.
VARNINGAR!
<b>RISK FÖR BRAND, EXPLOSION OCH BRÄNSKADOR</b> Montera inte isär, gör hål i eller krossa batteriet, utsätt det inte för temperaturer över 100 °C och bränn det inte. <b>SÄKERHETSRISK OCH MÖJLIG SKADA PÅ UTRUSTNING</b> Skadade batterier kan läcka och förorsaka personskador eller skador på utrustningen. Hantera skadade eller läckande batterier mycket försiktigt. <b>RISK FÖR STRÖMFÖRLUST UNDER VÅRD AV PATIENTEN</b> Användning av ett felaktigt underhållet batteri i en defibrillator kan medföra att strömtilförseln upphör utan varning. Följ dessa anvisningar för den korrekta skötseln av batteriet. <b>RISK FÖR ENNETSFEL</b> Modifiera inte batteriet.
Det icke-återuppladdningsbara batteriet behöver aldrig laddas upp. Den ungefärliga laddningsnivån anges av laddningsmätaren. Försök inte ladda upp batteriet.
VARNING!
<b>MÖJLIG EXPLOSION, BRAND ELLER FARLIG GAS</b> Om försök görs att ladda upp ett icke-återuppladdningsbart batteri kan det orsaka en explosion eller brand eller frisätta farlig gas. Kassera gamla eller förbrukade icke-återuppladdningsbara batterier enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen.
VIKTIGT
<b>RISK FÖR BATTERISKADA</b> Om batterikontakterna ansluts elektriskt till varandra kan brand eller skada på batteriet uppstå. Håll inte batteriet på så sätt att metallföremål kan göra att batterikontakterna ansluts elektriskt till varandra.
Ett nytt icke-återuppladdningsbart batteri kan ge ungefär 1 030 minuters "PÅ"-tid eller 440 urladdningar vid 200 joule. Batteriets kapacitet minskar varje år när batteriet befinner sig i def





<b>Battery Instructions</b>	
Nonrechargeable Battery for use with the LIFEPAK 1000 Defibrillator	
<div><div><span><span> </span></span></div><div> <div> <div><div><span><span></span></span></div><div><span>Physio-Control, Inc.</span></div></div> <div> </div> </div> </div>11811 Willows Road NE, Redmond, WA 98052 USA </div>	<div><div><span><span> </span></span></div><div> <div> <div><span><span></span></span></div><div><span>CE</span></div></div> <div> </div> </div> </div> 0123
<div><div><span><span> </span></span></div><div> <div> <div><span><span></span></span></div><div><span>Stryker European Operations B.V.</span></div></div> <div> </div> </div> </div> Herikerbergweg 110, 1101 CM Amsterdam, The Netherlands	
©2018 Physio-Control, Inc.	
12/2018	<span><span></span></span> PN 3306634-903

<b>사양</b>	
<b>사양</b>	<b>설명</b>
유형	리튬 이산화 망간(Li/MnO₂), 12.0V, 4.5Ah, 54Wh
용량	일반적으로 세 전지의 경우 440회 200J 방전이 가능하거나 1030분 동안 작동합니다.
대기 수명	세 전지는 5년 동안 장치 전원을 공급합니다.
보관 수명	20 °C부터 30 °C 사이에 5년 보관한 후 대기 수명은 48개월입니다.
무게	0.45kg
작동 온도	0 °C부터 50 °C 사이
단기 작동 온도	-20 °C부터 60 °C 사이(최대 1시간)
장기 보관 온도	20 °C부터 30 °C 사이(최대 5년)
단기 보관 온도(배출)	-30 °C부터 60 °C 사이(최대 1주)
상대 습도	5 %에서 95 % 사이(비응축)

사양은 변경될 수 있습니다.

다음 상표 및 서비스 마크에 대한 소유, 사용 또는 소유권 신청 권한은 Physio-Control 또는 그 계열 회사에 있습니다. LIFEPAK 다른 모든 상표는 해당 소유권자 또는 취득권자의 상표입니다.

## JAPANESE/日本語 - 배터리取扱説明書

この説明書には、LIFEPAK® 1000 除細動器専用 に特別に設計された Physio-Control 社製使い捨てリチウム二酸化マンガンバッテリーに関する重要な情報を記載しています。バッテリー寿命と性能を最大限に引き出すため、本書のガイドラインに従ってください。

<b>警告</b>
<b>火災、爆発、火傷の可能性</b> <p>バッテリーを分解したり、穴を開けたり、押しつぶしたり、100 °C 以上に加熱したり、焼却したりしないでください。</p> <p><b>安全上のリスクと機器損傷の可能性</b> <p>バッテリーが損傷していると、液漏れしたり、怪我や機器の損傷を引き起こしたりする恐れがあります。損傷や液漏れのあるバッテリーの取り扱いには、十分に気を付けてください。</p> <p><b>患者治療中の電力切れの可能性</b> <p>手入れの不適切なバッテリーを除細動器に使用すると、警告なしに電源障害が発生する可能性があります。バッテリーは、本書に従って適切な手入れを行ってください。</p> <p><b>装置の故障の可能性</b> <p>バッテリーを改造しないでください。</p></p></p></p>

使い捨てバッテリーは、再充電の必要はありません。おおよその充電レベルが燃料ゲージで示されます。バッテリーの再充電は行わないでください。

<b>警告</b>
<b>爆発、火災、有毒ガスの可能性</b> <p>使い捨てバッテリーの再充電は、爆発や火災、有毒ガスの放出を引き起こす恐れがあります。使用期限切れや消耗した使い捨てバッテリーは、本書に記載のとおりに廃棄してください。</p>

<b>注意</b>
<b>バッテリーの損傷の可能性</b> <p>バッテリー端子間の電気接続は、火災や電池の損傷を引き起こす恐れがあります。金属物によってバッテリー端子間が接続する可能性がある場所には、バッテリーを持ち込まないでください。</p>

新品の非充電式バッテリーの場合、持続時間は電源「オン」の状態 で 1030 分間、または 200 ジュールで 440 回の放電が可能です。バッテリーの通常の自己放電率と、除細動器の自動セルフテストによるエネルギー消費のため、除細動器に装着されたバッテリーの容量は毎年減少します。使用されていない除細動器に装着した場合、スタンバイ状態でのバッテリーの寿命は 5 年です。

**バッテリーの保存**

新品の使い捨てバッテリーの保存寿命は、20 °C ~ 30 °C で保存した場合は 5 年間です。バッテリーは、時間の経過とともに自己放電が進みます。したがって、除細動器に装着したときのバッテリーの耐用年数は、そのバッテリーのそれまでの保存期間に応じて短くなります。

**バッテリーの燃料ゲージの解釈**

バッテリーの燃料ゲージを表示するには、バッテリーのマークの下にある灰色のボタンを押します。表示される LED のインジケータには、下記の意味があります。

	点灯するライトの数 (1 ~ 4 個) により、バッテリーの相対的な充電率を示します。4 個のライトが点灯しているときに最大の充電量になります。		ライトが 1 個点灯しているときは、「バッテリーを交換してください」の意味です。
---	--	---	--

**バッテリーのリサイクル**

バッテリーは、リサイクルまたは廃棄する前に、完全に放電させてください。バッテリーの放電については、*LIFEPAK 1000 Defibrillator Disposable Battery Discharger Instructions for Use (LIFEPAK 1000 除細動器の使い捨てバッテリー放電器の取扱説明書)* をご覧ください。バッテリーのリサイクルについては、www.physio-control.com/recycling をご覧ください。または地域の Physio-Control 代理店にご連絡ください。

<b>マーク</b>	<b>説明</b>
<span><span></span></span>	取扱説明書
<span><span></span></span>	注意
<span><span></span></span>	火災または火傷の危険 - 充電しないでください
<span><span></span></span>	火災または火傷の危険 - 変形または破損しないでください
<span><span></span></span>	爆発の危険 - 焼却または 100°C 以上に焼つて処分しないでください
<span><span></span></span>	火災または火傷の危険 - 開けたり分解したりしないでください
<span><span></span></span>	該当する欧州指令への適合を示す準拠マーク
<span><span></span></span>	リチウム二酸化マンガンバッテリー
<span><span></span></span>	本製品は分別して廃棄してください。本製品は地域の規制に従って廃棄してください。本製品の廃棄の手続きについては、www.physio-control.com/recycling を参照してください。
<span><span></span></span>	製造元
<span><span></span></span>	製造日
<span><span></span></span>	欧州連絡先
<span><span></span></span>	部品番号
<span><span></span></span>	カタログ番号
<span><span></span></span>	ロット番号 (パッチコード)

<b>マーク</b>	<b>説明</b>
<span><span></span></span>	特許情報のウェブサイトをご覧ください
<span><span></span></span>	推奨保管温度範囲 <span> </span> : 20 ~ 30°C
<span><span></span></span>	有効期限 <span> </span> : 年月日
<span><span></span></span>	Assembled in Mexico <span> </span> メキシコにて組み立て
<span><span></span></span>	LITHIUM METAL BATTERY <span> </span> リチウム金属バッテリー

**仕様**

<b>仕様</b>	<b>説明</b>
種類	リチウム二酸化マンガン (Li/MnO₂)、12.0 V、4.5 Ah、54 Wh
容量	新品のバッテリーで通常、200 ジュールの放電 440 回、1030 分の動作が可能。
待機寿命	新品のバッテリーで 5 年。
保存寿命	20 °C ~ 30 °C で 5 年間保存した場合、48 か月の待機寿命。
重量	0.45 kg
動作温度	0 °C ~ 50 °C
短期動作温度	-20 °C ~ 60 °C (1 時間まで)
長期保存温度	20 °C ~ 30 °C (5 年まで)
短期保存温度 (輸送)	-30 °C ~ 60 °C (1 週間まで)
相対湿度	5 ~ 95 % (結露のないこと)

仕様は変更されることがあります。

Physio-Control 社およびその系列会社は、LIFEPAK を商標またはサービスマークとして所有、使用、または出願しています。その他の商標はすべて、各所有者の商標です。

## GREEK/ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Αυτό το φύλλο οδηγιών παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου-διοξειδίου του μαγγανίου Physio-Control που είναι ειδικά σχεδιασμένη για χρήση με τον απινιδυτή LIFEPAK® 1000. Ακολουθήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες που ακολουθούν, προκειμένου να μεγιστοποιήσετε τη ζωή και την απόδοση της μπαταρίας.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

**ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΕΚΡΗΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ**
Να μην αποσυναρμολογείτε, να μην τρυπάτε, να μην συνθλίβετε και να μην θερμαίνετε και η μπαταρία σε θερμοκρασία υψηλότερη από τους 100 °C, καθώς και να μην τη αποτεφρώνετε.
**ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ**
Σε περίπτωση βλάβης των μπαταριών, ενδέχεται να υπάρξει διαρροή και να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό. Κατά τον χειρισμό μπαταριών που έχουν υποστεί βλάβη ή παρουσιάσουν διαρροή, απαιτείται εξαιρετικά μεγάλη προσοχή.

**ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ**
Η χρήση μπαταρίας που δεν έχει συντηρηθεί κατάλληλα για παροχή ισχύος στον απινιδυτή μπορεί να προκαλέσει απώλεια της ισχύος χωρίς προειδοποίηση. Να εφαρμόζετε αυτές τις οδηγίες για τη σωστή φροντίδα της μπαταρίας.
**ΠΙΘΑΝΗ ΑΣΤΟΧΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΗΣ**
Μην τροποποιείτε την μπαταρία.

Η μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία δεν χρειάζεται ποτέ φόρτιση. Η κατά προσέγγιση τιμή της στάθμης φόρτισης δηλώνεται από την ένδειξη του μετρητή φορτίου. Να μην επιχειρήσετε αναφορτίση της μπαταρίας.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

**ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΡΗΞΗ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ Η ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΑΕΡΙΟ**
Η απόπειρα επαναφόρτισης μη επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά ή ακόμα έκλυση επιβλαβούς αερίου. Πρέπει να απορρίπτετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες των οπώνων ή ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει ή οι οπίσθιες κάλυψεις βλάθονται, όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

**ΠΙΘΑΝΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**
Η ηλεκτρική σύνδεση των επαφών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή βλάβη στην μπαταρία. Να μην μεταφέρετε την μπαταρία σε σημεία όπου μεταλλικά αντικείμενα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένωση μεταξύ των επαφών της.

Μια καινούργια μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία παρέχει χρόνο λειτουργίας 1030 λεπτά ή 440 εκφορτίσεις στα 200 joule. Κάθε χρόνο, η χωρητικότητα της μπαταρίας ελαττώνεται, ενώπιυ η μπαταρία είναι τοποθετημένη στον απινιδυτή, λόγω του φυσιολογικού ρυθμού αυτοεκφόρτισης (self-discharge rate) της μπαταρίας και της ενέργειας που καταναλώνεται από τους αυτόματους ελέγχους του απινιδυτή. Αν είναι τοποθετημένη σε απινιδυτή που δεν χρησιμοποιείται, η μπαταρία έχει διάρκεια ζωής πέντε έτη σε κατάσταση αναμονής.

**Φύλαξη της μπαταρίας**

Μια καινούργια μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει διάρκεια ζωής πέντε ετών, εφόσον φυλαχθεί σε θερμοκρασία 20 °C έως 30 °C. Η μπαταρία απορρίπτεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου. Επομένως, όταν τελικά η μπαταρία τοποθετηθεί στον απινιδυτή, η ωφέλιμη διάρκεια ζωής της θα είναι ελαττωμένη, ανάλογα με τον χρόνο που παρέμεινε σε φύλαξη.

**Ερμηνεία των ενδείξεων του μετρητή φορτίου μπαταρίας**

Για προβολή του μετρητή φορτίου μπαταρίας, πιέστε το κριζικό κουμπί κάτω από το σύμβολο της μπαταρίας. Η παρακάτω εικόνα παρέχει μια επισκόπηση των δεικτών LED:

	Το σχετικό φορτίο της μπαταρίας δηλώνεται από μία έως πέντεερπένεδεικτικές λυχνίες. Έξασπέρς ενδεικτικές λυχνίες δηλώνουν τη μέγιστη φόρτιση.		Μια ενδεικτική λυχνία δηλώνει ότι απαιτείται «Αντικατάσταση μπαταρίας».
---	---	---	---

**Ανακύκλωση της μπαταρίας**

Η μπαταρία θα πρέπει να απορριχτείται πλήρως πριν από την ανακύκλωση ή την απόρριψή της. Ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο οδηγιών αποφόρτισης μπαταρίας του απινιδυτή LIFEPAK 1000* για πληροφορίες σχετικά με την αποφόρτιση της μπαταρίας, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.physio-control.com/recycling ή επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Physio-Control.

**Σύμβολα**

Τα παρακάτω σύμβολα υπάρχουν επάνω στην μπαταρία.

<span><span></span></span>	Οδηγίες λειτουργίας
<span><span></span></span>	Προσοχή
<span><span></span></span>	ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Η ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ - Μην φορτίζετε
<span><span></span></span>	ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Η ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ - Μην παραμορφώνετε και μην καταστρέφετε
<span><span></span></span>	ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ - Μην απορρίπτετε σε φωτιά και μην θερμαίνετε σε θερμοκρασία άνω των 100 °C
<span><span></span></span>	ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Η ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ - Μην ανοίγετε και μην αποσυναρμολογείτε
<span><span></span></span>	Σήμα συμμόρφωσης με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες
<span><span></span></span>	Μπαταρία λιθίου-διοξειδίου του μαγγανίου
<span><span></span></span>	Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν στο ρεύμα αστικών απορριμάτων που δεν υποβάλλονται σε διαλογή. Απορρίπτετε αυτό το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Για οδηγίες σχετικά με την απόρριψη αυτού του προϊόντος, ανατρέξτε στον ιστότοπο www.physio-control.com/recycling.
<span><span></span></span>	Κατασκευαστής
<span><span></span></span>	Ημερομηνία κατασκευής
<span><span></span></span>	Εξομοιοτυπημένος αντιπρόσωπος για την ΕΚ

<b>ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	
<span><span></span></span>	Κωδικός είδους
<span><span></span></span>	Αριθμός καταλόγου
<span><span></span></span>	Αριθμός παρτίδας (κωδικός παρτίδας)
<span><span></span></span>	Ανατρέξτε στον ιστότοπο για πληροφορίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας
<span><span></span></span>	Συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας φύλαξης: από 20 °C έως 30 °C
<span><span></span></span>	Εμφανιζόμενη ημερομηνία «Χρήση έως»: EEEE-MM-HH
<span><span></span></span>	Assembled in Mexico <span> </span> Συναρμολογήθηκε στο Μεξικό
<span><span></span></span>	LITHIUM METAL BATTERY <span> </span> Μπαταρία λιθίου-μετάλλου

**Προδιαγραφές**

<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>
Τύπος	Λιθίου-διοξειδίου του μαγγανίου (Li/MnO₂), 12,0 V, 4,5 Ah, 54 Wh
Χωρητικότητα	Τυπικά θα παρέχει 440 εκφορτίσεις των 200 joule ή 1030 λεπτά χρόνου λειτουργίας με καινούργια μπαταρία.

Διάκρια ζωής σε κατάσταση αναμονής
Μια καινούργια μπαταρία παρέχει ισχύ στη συσκευή για 5 έτη.

Βάρος	0,45 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 50 °C
Θερμοκρασία βραχυπρόθεσμης λειτουργίας	-20 °C έως 60 °C για έως και 1 ώρα
Θερμοκρασία μακροχρόνιας φύλαξης	20 °C έως 30 °C για έως και 5 έτη
Θερμοκρασία βραχυπρόθεσμης φύλαξης (αποστολή)	-30 °C έως 60 °C για έως και 1 εβδομάδα
Σχετική υγρασία	5 έως 95% χωρίς συμπύκνωση

Οι προδιαγραφές υποκείμεται σε αλλαγές.

Η Physio-Control και οι θυγατρικές της κατέχουν, χρησιμοποιούν ή έχουν καταθέσει αίτηση σήματος για τα ακόλουθα εμπορικά σήματα ή σήματα υπαρσμένων: LIFEPAK. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα των αντιστοχων ιδιοκτητών ή κατόχων τους.

## TURKISH/TÜRKÇE - PİL TALİMATLARI

Talimatların verildiği bu belge, LIFEPAK® 1000 defibrilatör ile kullanılmı için özellikle tasarlanmıştır. Physio-Control şarj edilemeyen lityum manganез dioksit pil ile ilgili önemli bilgiler sunulmuştur. PİL ömrünü ve performansını maksimuma çıkarabilmek için bu yönergeleri uygulayın.

**UYARILAR**

<b>YANGIN, PATLAMA VEYA YANIK OLASILIĞI</b>
Pilin parçalanmıyın, deimeyin, hasar görmeyin, 100 °C'nin üzerinde ısıtmıyın veya yakmıyın.
<b>GÜVENLİK RİSKİ VE ÇIHAZDA HAZAR OLASILIĞI</b>
Hasarlı piller zararlı yapılabılır ve kısırlı yararlanılara veya cihazda hasara yol açabilir. Hasarlı veya siznli yaparıları kullanırken son derece dikkatli olun.
<b>HAZARLI MÜDAHALE SIRASINDA GÜÇ KAYBI OLASILIĞI</b>
Defibrilatöre güç sağlaman için uygun şekilde bakım yapılırmıyın pil kullanılmıyın veya verimlekisiz güç arzansına neden olabilir. Pile uygun şekilde bakım yaprnk için talimatları uygulayın.
<b>OLASI ÇIHAZ ARIZASI</b>
Pilde modifikasyon yapırmıyın.

Şarj edilemeyen pillin şarj edilmesi gerekmektedir. Yaklaşık şarj seviyesi yakıt göstergesi tarafından gösterilir. Pili yeniden şarj etmeye çalışmayın.

**UYARI**

**PATLAMA, YANGIN VEYA ZEHİRLİ GAZ ÇIKIŞI OLASILIĞI**
Hasarlı piller zararlı yapılabılır ve kısırlı yararlanılara veya cihazda hasara yol açabilir. Hasarlı veya siznli yaparıları kullanırken son derece dikkatli olun.

**DIKKAT**

**PİL HASARI OLASILIĞI**
Pilin temas noktaları arasında elektrik bağlantsı, yangına veya pillin hasar görmesine neden olabilir. Pili, metal nesnelerin pil temas noktaları arasında bağlantı oluşturabileceği yerlerde bulundurmıyın.



Yeni bir şarj edilemez pil, 1030 dakika çalışma süresi **veya** 200 jul gücte 440 şarj sağlar. Pilin normal kendi kendine deşarj hızı ve defibrilatörün otomatik testlerini kullanılmı yenidenyle pil defibrilatöre takılmıyın pil kapasitesi her yıl azalır. Kullanılmıyan bir defibrilatöre takılı olduđunda pillin bekleme ömrü beş yıldır.

**Pilin Saklanması**

Yeni bir şarj edilemeyen pillin, 20 °C ila 30 °C'de saklanması durumunda raf ömrü beş yıldır. Pili zaman içinde kendi kendine deşarj eder. Bu nedenle, pil defibrilatöre yerleřtirildiđinde kullanılmı ömrü saklandıđı süreye bađlı olarak azalır.

**Pil Yakıt Göstergesinin Yorumlanması**

Pil yakıt göstergesinin görünlüme için, pil sembolünün altındaki grı düğmeye basın. Aşađıdaki çizimde LED göstergelerine genel bir bakış verilmıştır:

	Bir ile dört arasındaki ilk sayıyı pillin bađlı şarjını gösterir; dört tane ilk maksimum şarj gösterir.		Tek bir ilk, "Pili deđiřtirin" uyarısını belirtir.
---	---	---	--

**Pilin Geri Dönüşümü**

Pilin geri dönüşümlüme veya atılmadan önce tam olarak deşarj edilmesi gerekmektedir. Pilin deşarj edilmesi için bilgiler için, *LIFEPAK 1000 Defibrilatör Akılabılır Pil Deşarj Aleti Kullanım Talimatları*na bakın. Pilin geri dönüşümlümesine ilişkin bilgiler için, *www.physio-control.com/recycling* adresine bakın veya yerel Physio-Control satış temsilcinize bađlantı kurun.

**Semboller**

Aşađıdaki semboller pil üzerinde bulunmaktadı.

<b>SEMBOL</b>	<b>AÇIKLAMA</b>
<span><span></span></span>	Kullanma talimatları
<span><span></span></span>	Dikkat
<span><span></span></span>	YANGIN VEYA YANIK TEHLİKESİ - Şarj etmeyin
<span><span></span></span>	YANGIN VEYA YANIK TEHLİKESİ - Deforme etmeyin veya zarar vermeyin
<span><span></span></span>	PATLAMA TEHLİKESİ - Ateşe veya 100°C üzeri sıcaklığa maruz bırakmıyın
<span><span></span></span>	YANGIN VEYA YANIK TEHLİKESİ - Açmıyın veya parçalarını ayrırmıyın
<span><span></span></span>	İlgili Avrupa Direktiflerine uygunluk izareti
<span><span></span></span>	Lityum manganез dioksit pil
<span><span></span></span>	Bu ürünü sırtlanılmıyımız belediyeye atık koluna atmıyın. Bu ürünü yerel düzenlemeleere göre atın. Bu ürünü atılmasına ilişkin talimatlar için <i>www.physio-control.com/recycling</i> adresine bakın.
<span><span></span></span>	Üretici
<span><span></span></span>	Üretim tarihi

<b>SEMBOL</b>	<b>AÇIKLAMA</b>
<span><span></span></span>	Yetkili AT temsilcisi
<span><span></span></span>	Parça numarası
<span><span></span></span>	Katalog numarası
<span><span></span></span>	Lot numarası (parti kodu)
<span><span></span></span>	Patent bilgileri için web sitesine bakın
<span><span></span></span>	Önerilen depolama sıcaklığı aralığı: 20° ila 30°C
<span><span></span></span>	Gösterilen son kullanma tarihi: YYYY-AA-GG
<span><span></span></span>	Assembled in Mexico <span> </span> Montajı Meksika'da yapılmıştır
<span><span></span></span>	LITHIUM METAL BATTERY <span> </span> Lityum metal pil

**Spesifikasyonlar**

<b>SPESİFİKASYON</b>	<b>AÇIKLAMA</b>
Tür	Lityum Manganез Dioksit (Li/MnO₂), 12,0 V, 4,5 Ah, 54 Wh
Kapasite	Genellikle yeni pil ile 440 safer 200 joule deşarj veya 1030 dakikalık çalışma süresi sağlanır.
Bekleme Ömrü	Yeni pil 5 yıl süreyle cihaz gücü sağlayabilir.
Raf Ömrü	20 °C ila 30 °C'de 5 yıl depolandıkta sonra 48 ay bekleme ömrüne sahiptir.
Ağırlık	0,45 kg
Kullanım Ortamı Sıcaklığı	0 °C ila 50 °C
Kısa Süreli Kullanım Ortamı Sıcaklığı	1 saate kadar -20 °C ila 60 °C
Uzun Süreli Saklama Sıcaklığı	5 yıla kadar 20 °C ila 30 °C
Kısa Süreli Saklama Sıcaklığı (nakliyat)	1 haftaya kadar -30 °C ila 60 °C
Bađlı Nem	% 5 ila 95% ıygunlaşmıyan

Spesifikasyonlar deđisebilir.

Physio-Control ve iřtirakleri; şu ticari markaların veya hizmet markalarının sahibidir, söz konusu markaları kullanın veya bunları için başvuruda bulunmuřtur: LIFEPAK. Diđer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin veya hamillerinin ticari markalarıdır.

## SLOVAK/SLOVENSKY – POKYNY NA POUŽÍVANIE BATÉRIE

Nasledujúce pokyny obsahujú dôležité informácie o batérii s obsahom lítia a oxidu manganitého bez možnosti dobíjania, ktorú vyrába spoločnosť Physio-Control a ktorá je osobitne určená na použitie s defibrilátorom LIFEPAK® 1000. Dodržujte tieto pokyny v záujme dosiahnutia maximálnej životnosti a výkonu batérie.

**VÝSTRAHY**

**RIZIKO POŽIARU, VÝBUCHU A POPÁLENIA**

Batéria sa nesmie rozmontovávať, prepichovať, rozbiťať, zahrievať na teplotu vyššiu ako 100 °C ani spaľovať.

**BEZPEČNOSTNÉ RIZIKO A MOŽNÉ POŠKODENIE ZARIADENIA**
Poškodené batérie môžu tieť a zapríčiniť zranenie osôb alebo poškodenie prístroja. S poškodenými alebo tečúcimi batériami manipulujte veľmi opatne.

**MOŽNOSŤ STRATY NAPÁJANIA PRI STAROSTLIVOSTI O PACIENTA**
Používanie nesprávne udržiavanej batérie na napájanie defibrilátora môže viesť k zlyhaniu napájania bez výstrahy. V záujme správnej starostlivosti o batériu dodržiavajte nasledujúce pokyny.

**MOŽNÉ ZLYHANIE ZARIADENIA**

Batéria sa nesmie upravovať.

Batéria bez možnosti dobíjania sa nikdy nenabíja. Približnú úroveň nabitia batérie znázorňuje indikátor stavu batérie. Batériu nikdy nedobíjajte.





