

# ComfortGel

Ridistribuzione della pressione con tecnologia in gel



**Il materasso antidecubito ComfortGel è una superficie di supporto terapeutica in gel che favorisce la prevenzione e il trattamento delle lesioni da decubito** (stadi / categorie / lesioni I, II, III, IV, inclassificabili e lesioni dei tessuti profondi). Se ne consiglia l'uso congiuntamente a una valutazione clinica dei fattori di rischio e una valutazione della cute da parte di un operatore sanitario<sup>1</sup>.

## Ridistribuzione della pressione

Nell'ambiente sanitario odierno i pazienti non valutano il solo livello dell'assistenza terapeutica, ma anche il livello del loro comfort. Il materasso antidecubito ComfortGel è progettato per ridistribuire la pressione nella regione sacrale vulnerabile allo scopo di favorire la prevenzione delle lesioni da decubito e offrire il massimo comfort per una migliore esperienza del paziente.



Il materasso antidecubito ComfortGel utilizza la tecnologia brevettata CoreGel per ridistribuire la pressione e ridurre la forza di ritorno.<sup>2</sup>



La sezione piedi inclinata riduce il rischio di lesioni al calcagno.

**Il materasso antidecubito ComfortGel è una superficie di supporto non elettrica in gel** che favorisce la ridistribuzione della pressione tramite la sua tecnologia CoreGel, ottenendo il massimo comfort con un design resistente e duraturo nel tempo.

Il materasso antidecubito ComfortGel **ridistribuisce la pressione isolando la regione sacrale** con la nostra tecnologia CoreGel. La tecnologia CoreGel ridistribuisce la pressione deformandosi e assorbendo il peso del paziente, consentendone l'immersione e l'avvolgimento.

Il materasso antidecubito ComfortGel **favorisce l'immersione del paziente nella superficie** per ottenere il massimo comfort.

La tecnologia CoreGel permette la formazione di una sacca per il posizionamento del paziente **che ne previene lo spostamento verso la sezione piedi del letto** quando la sezione testa è sollevata<sup>3</sup>.

**La tecnologia CoreGel è localizzata nella regione sacrale, più vulnerabile.** Anche con l'applicazione della pressione nel corso del tempo, CoreGel mantiene la sua struttura grazie alla sua memoria elevata.

**La sezione piedi inclinata** consente di ridurre il rischio di lesioni al calcagno.

1. Linee guida sui dispositivi medici - Valutazione dei dati clinici sulla ridistribuzione della pressione  
 2. Configurazione a celle aperte di Intelli-Gel<sup>®</sup>, su licenza di EdIZONE LLC di Alpine, Utah, USA  
 3. Sacca per il posizionamento DTR-2821

# ComfortGel

## Materasso antidecubito



### Caratteristiche

- Modello non motorizzato
- Conforme alle norme relative all'infiammabilità 16 CFR 1632, EN 597-1 e EN 597-2 senza il coprimaterasso interno ignifugo opzionale.
- Coprimaterasso interno ignifugo opzionale conforme alle norme relative all'infiammabilità 16 CFR 1632, 16 CFR 1633, CAL TB 129, Boston BFD IX-11, metodo 27.7-1979 di CAN 2-4.2 M77 e UNI 9175 (Classe 1.IM).
- Il telaio e la base in schiuma danno stabilità e supporto laterale.
- Il design brevettato a celle aperte offre il massimo della memoria e della resistenza nel tempo.
- Senza lattice

### Caratteristiche tecniche

Numero modello	2850
Lunghezza totale	203,2 cm / 213,4 cm (80 in / 84 in)
Larghezza totale	88,9 cm (35 in)
Spessore	17,8 cm (7 in)
Carico di lavoro sicuro	226,8 kg (500 lb)

### Garanzia

- Garanzia sul materasso totale limitata a cinque anni
- Garanzia sul coprimaterasso totale limitata a tre anni

Stryker si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso.

Il presente prodotto è realizzato con Intelli-Gel®\* in configurazione a celle aperte e con il materiale elastomerico DuraGel™\*.\*

Il presente prodotto è un dispositivo medico di classe I.

Il presente prodotto non è rimborsabile dalle assicurazioni sanitarie.

Il presente prodotto è contrassegnato dal marchio CE in conformità alla Direttiva 93/42/CE sui dispositivi medici.

\*Intelli-Gel® è un marchio registrato di EdIZONE, LLC di Alpine, Utah, USA.

DuraGel™ è un marchio registrato di EdIZONE, LLC di Alpine, Utah, USA.

## Medical. Patient Care.

**Il presente documento è destinato esclusivamente al personale sanitario.**

Il personale sanitario deve sempre fare affidamento sul proprio giudizio medico professionale nel momento in cui decide di usare un particolare prodotto nel curare un determinato paziente. Stryker non offre consulenze mediche ed esorta il personale sanitario a seguire un periodo di formazione inerente a un particolare prodotto prima di utilizzarlo nelle procedure chirurgiche.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione hanno lo scopo di dimostrare la varietà dell'offerta dei prodotti Stryker. Il personale sanitario deve sempre consultare il foglio illustrativo nella confezione, l'etichetta del prodotto e/o le istruzioni prima di usare un prodotto Stryker.

È possibile che non tutti i prodotti siano disponibili per tutti i mercati poiché la disponibilità dei prodotti è soggetta alla legislazione e/o alla prassi chirurgica dei singoli mercati. Siete pregati di contattare il vostro rappresentante Stryker se avete domande sulla disponibilità dei prodotti Stryker nella vostra zona.

Stryker Corporation o le sue divisioni o altre società affiliate usano o hanno fatto richiesta di usare i seguenti marchi commerciali o marchi di servizi: ComfortGel, CoreGel, DuraGel, Intelli-Gel, Stryker. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi proprietari o titolari.

I prodotti descritti sono contrassegnati dal marchio CE in conformità alle normative e direttive UE in vigore.



**Stryker Medical**  
3800 E. Centre Avenue  
Portage, Michigan 49002  
USA

SMACC 2016-11271  
COMFORTGEL\_IT Rev.0  
Copyright © 2016 Stryker

patientcare.eu.stryker.com