

Cub® Berço Pediátrico



Grades laterais facilmente retráteis para acesso desobstruído

Portas de acesso vaivém permite terapia silenciosa, conveniente

Encosto retrátil ajuda a eliminar o espaço na extremidade da cabeça

Sistema de balança integrado obtém pesagens precisas com a criança em qualquer posição

A quinta roda retrátil ajuda a melhorar a mobilidade

Segurança para os Menores Pacientes

O tratamento pediátrico responsável exige uma maca desenhada e especificamente fundamentada na segurança, acesso e facilidade de uso. O berço pediátrico Cub auxilia práticas de terapia seguras e eficientes, enquanto sua aparência cálida e amistosa cultiva um ambiente de cura para crianças pequenas e suas famílias.

Opções de Cor de Assento



Vermelho Azul Cinza Verde Violeta Borgonha



O sistema de balança opcional oferece pesagens precisas com o toque de um botão.



Encosto retrátil reduz o espaço em relação à grade lateral enquanto portas de acesso vaivém permitem a terapia facilitada do paciente.



Grades laterais abaixadas oferecem acesso desobstruído.

Cub®

Berço Pediátrico

stryker®**Medical**

Stryker do Brasil Ltda.
 Rua Américo Brasiliense, 1000 - Santo Amaro
 Cep: 04715 -002
 CNPJ: 02.966.317/0001-02 IE: 115.914.115
 São Paulo - SP Brasil
 Www.stryker.com.br



Modelo Hidráulico 190



Modelo de Altura Fixa 190

Características Padrão

- 3" (8 cm) colchão de vinil
- Encosto retrátil operado manualmente
- Acessório manual de pé
- Grade lateral com 9" (23 cm) de parada obrigatória
- Sistema de contrapeso na grade lateral para elevação e recolhimento facilitados
- Suporte de cilindro de oxigênio
- Grade da extremidade do pé fixa

Modelo Hidráulico: Todas as Características Padrão Mais

- Rodízios de 6" (15 cm) Omni Surface™
- Controle central de freios
- Pedal de controle hidráulico montado dos dois lados com pedal "uni-lower"
- Trend. de mãos livres /Trend. reverso

Especificações

	Hidráulico 190		Altura Fixa 190	
• Número do Modelo				
• Comprimento e Largura Totais				
Sem Suportes de Acessório	65,5" x 37"	(166 x 94 cm)	65,5" x 37"	(166 x 94 cm)
Com Suportes de Acessório	72,25" x 37,5"	(184 x 95 cm)	72,25" x 37,5"	(184 x 95 cm)
• Capacidade de Peso	400 lbs	(181 kg)	400 lbs	(181 kg)
• Faixa de Altura (até o topo da maca)				
Máxima	40"	(102 cm)	33"	(84 cm)
Mínima	33"	(84 cm)	33"	(84 cm)
• Posicionamento da maca				
Ativação Manual	0° / 25° / 40° / 55°		0° / 25° / 40° / 55°	
Assistência Pneumática	0° - 50°		0° - 50°	
Trend./Trend. reverso	±9,5°		0°/ 6°/ 12° com acessório manual de pé	
Ângulo da Seção dos Pé	0° / 6° / 12°			
• Superfície do Paciente	29,5" x 57"	(75 x 145 cm)	29,5" x 57"	(75 x 145 cm)
• Diâmetro do Rodízio	6"	(15 cm)	5"	(13 cm)

A Stryker reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Garantia

- Um ano para peças, mão de obra e transporte ou dois anos para peças

Características Opcionais

- Sistema de Balança Integrado
- Colchão Ultra Confort de 4" (10 cm)
- Grade lateral de 9" (23 cm) sem parada obrigatória
- Portas de acesso em todos os quatro cantos
- Trilho da extremidade dos pés totalmente abaixável oferece acesso sem obstrução ao redor de toda a unidade quando todos os trilhos estiverem abaixados
- Suportes de Acessório com batentes de rolete (Cabeça, pés ou em ambas as extremidades)
- Prateleira de Fichas
- Quinta roda de direção retrátil
- Prendedor de poste de soro
- Bandeja do Monitor (Não compatível na extremidade do pé quando a opção de balança for selecionada)
- Anel de retenção do tubo de oxigênio
- Postes de soro
 - Dobra permanente de dois ou três estágios
 - Padrão removível
- Encosto com assistência pneumática
- "Tampo protetor" retrátil
- Suporte vertical de cilindro de oxigênio
- Almofadas para grandes laterais

Copyright © 2005 Stryker
 LSS-455-02B
 PC/SCG-5M-0305
 Mkt Lit-62-01262005 Rev B