

# Brancard de chirurgie ophtalmique et chaise du chirurgien Surgistool



## Brancard de chirurgie ophtalmique

**Accessibilité. Simplicité. Fonctionnalité.**

Le brancard de chirurgie ophtalmique de Stryker permet un dégagement côté tête qui laisse suffisamment d'espace au chirurgien et facilite ses mouvements durant les opérations délicates de chirurgie ophtalmique. La surface de travail stable et le design mobile participent à faciliter le flux de tâches chirurgicales.



**Dégagement côté tête**  
Permet au chirurgien un accès chirurgical au-dessus de la tête ou sur le côté.



**La tête concave ou plate en option**  
soutient le patient durant l'intervention.

La cinquième roue escamotable permet d'améliorer la mobilité.

Le système de freinage métallique empêche les problèmes liés au pivotement et au roulement.

Barrières rabattables à deux ou trois positions en option.

Le choix de coloris disponibles pour le pare-chocs vous permet de personnaliser le brancard à des fins d'identification.



Bleu marine Gris Rouge

## Chaise du chirurgien Surgistool

**La chaise pour le chirurgien**

Les configurations personnalisables de la chaise du chirurgien Surgistool, son dossier et ses accoudoirs entièrement réglables offrent un soutien qui s'adapte à la position du chirurgien. L'accès aisé aux pédales et le design à la fois mobile et stable facilitent les interventions cliniques.



**La base à trois branches**  
permet un accès stable aux commandes et aux pédales.



**Les accoudoirs rembourrés en option**  
pour aider à garder la stabilité dans toutes les positions.

Le siège aux configurations multiples offre un confort personnalisé.



Siège piriforme

Siège cunéiforme

Siège en forme de selle  
(en option)

# Brancard de chirurgie ophtalmique et chaise du chirurgien Surgistool



## Fonctions standards : Brancard de chirurgie ophtalmique

- Matelas confort de 8 cm (3")
- Roues Omni Surface de 20 cm (8") avec cache-roues
- Relève-buste pneumatique à double cylindre
- Double pompe hydraulique à pied
- Commandes hydrauliques sur deux côtés
- Barrières rabattables
- Quatre supports pour potences à intraveineuse
- Freins à verrouillage central avec pédale de freinage et de guidage côté pieds
- Passage en position de Trendelenburg mains libres
- Plateau de rangement intégré avec porte-bouteilles d'oxygène
- Guidage par cinquième roue escamotable
- Pare-chocs en caoutchouc
- Pédale fixe côté pieds
- Pédale d'abaissement universelle
- Tête à double articulation

## Fonctions standards : Chaise du chirurgien Surgistool

- Dossier concave réglable
- Coussins d'assise en mousse double densité (à l'exception du siège en forme de selle en option)
- Base hydraulique à trois branches à commande au pied
- Système de verrouillage à l'avant
- Capot en plastique thermoformé
- Siège piriforme ou cunéiforme
- Matelas Ultra Comfort

## Caractéristiques techniques

	Brancard de chirurgie ophtalmique	Chaise du chirurgien Surgistool
<b>Référence</b>	1089	830
<b>Longueur totale</b>	228,6 cm (90")	
<b>Largeur totale</b>	80 cm (31,5")	
<b>Capacité de charge</b>	227 kg (500 livres)	136 kg (300 livres)
<b>Hauteur variable</b>		
Position haute	86,4 cm (34") (sans matelas)	72 cm (28,5")/77 cm (30,5") (avec kit de surélévation)
Position basse	56,5 cm (22,25") (sans matelas)	53 cm (21")/58 cm (23") (avec kit de surélévation)
<b>Style avec coussin d'assise</b>		Piriforme/cunéiforme/en forme de selle
<b>Positionnement du plan de couchage</b>		
Dossier	0° – 90°	
Système de plicature des genoux	0° – 30°	
Déclive/proclive	±18°	
<b>Surface patient</b>	66 x 221 cm (26" x 87")	
<b>Barrières latérales</b>	33 x 139,5 cm (13" x 55")	
<b>Diamètre des roues</b>	20 cm (8")	

Stryker se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis.

## Options : Brancard de chirurgie ophtalmique

- Matelas Ultra Comfort de 10 cm (4")
- Coussins d'épaule pré/post-op (dossier à manivelle uniquement)
- Système d'alimentation en air/ support de protection
- Dossier à manivelle
- Système de plicature des genoux à manivelle
- Tablette porte-défibrateur/ rallonge côté pieds
- Repose-poignet au-dessus de la tête ou sur le côté
- Pied de lit/porte-dossier
- Commandes hydrauliques sur trois côtés
- Pédales de freinage et de guidage sur trois côtés
- Planche de transfert de patient/accoudoirs intégrés
- Tige porte-sérum roulante
- Sangles de maintien
- Plateau de service/à instruments
- Coussins de barrières
- Rail d'accessoires chirurgicaux
- Barrières latérales à trois positions
- Support pour obus à oxygène vertical
- Collier de fixation pour obus à oxygène
- Plateau de service/à instruments
- Coussins de tête - Ultra Comfort
  - 8 cm (3"), plat
  - 8 cm (3"), concave
- Potences porte-sérum
  - Fixes et rabattables à double ou triple longueur côté pieds
  - Amovibles
- Extension de garantie disponible

## Options : Chaise du chirurgien Surgistool

- Kit de surélévation de 5 cm (2")
- Siège en forme de selle
- Accoudoir multi-position

## Medical

Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de santé.

Un professionnel de la santé doit toujours se baser sur son propre jugement professionnel et clinique lorsqu'il décide d'utiliser tel ou tel produit pour traiter un patient déterminé. Stryker ne dispense pas de conseils médicaux et recommande que les professionnels de la santé soient formés à l'utilisation de tout produit spécifique avant son utilisation dans une intervention chirurgicale.

Les informations données sont destinées à présenter l'étendue des possibilités offertes par les produits Stryker. Les professionnels de santé doivent dans tous les cas consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation avant d'employer tout produit Stryker.

Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles sur tous les marchés, étant donné que la disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur dans les marchés respectifs. Veuillez contacter votre représentant Stryker si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région.

Stryker Corporation ou ses divisions ou d'autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : Stryker et Surgistool. Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant à leurs propriétaires ou titulaires respectifs.

Les produits décrits sont marqués CE conformément aux directives et réglementations applicables dans l'Union Européenne.

Le brancard de chirurgie ophtalmologique, modèle 1089, est un Dispositif Médical de classe I. Le brancard 1089 est un brancard de transport et de traitement des patients à usage général. Ce produit n'est pas pris en charge par l'Assurance Maladie. La chaise de chirurgien, Surgistool, n'est pas un Dispositif Médical.

Ce document n'est pas destiné à être distribué hors UE et EFTA.



16208FR  
SDL 11/2018  
2018-17088

Copyright © 2018 Stryker



Stryker Medical  
3800 E. Centre Avenue  
Portage, MI 49002 USA

**Distribué par :**  
Stryker France S.A.S  
ZAC - Avenue de Satolas Green  
69330 Pusignan  
France

t : +33 4 72 45 36 00  
f : +33 4 72 45 36 99  
333 710 275 RCS Lyon