

# Gynnie

## Gynäkologie- Stretcher




### Einfach zu verwenden. Multifunktional. Praktisch.

Gynnie verbindet die Haltbarkeit und die Produktmerkmale von Strykers Standard-Stretcher mit speziellen Funktionen für die Gynäkologie. Dieser multifunktionale Stretcher wurde für gynäkologische Untersuchungen entwickelt, ist aber gleichzeitig für den Allround-Einsatz geeignet.



#### Einrichtung für gynäkologische Untersuchungen

In drei einfachen Schritten lässt sich dieser Stretcher in die Position für gynäkologische Untersuchungen bringen – mit selbstverriegelnden Beinhalterungen.



#### 10 cm dicke Ultra Comfort-Matratze

Heißversiegelte Nähte verhindern das Eindringen von Flüssigkeit.



#### Glideaway-Seitengitter

Lassen sich für mehr Patientenkomfort herausziehen und hochklappen und überbrücken den Zwischenraum für die Umlagerung, wenn diese nach unten geklappt sind.

**Hochklappbares fünftes Rad** verbessert die Mobilität.

**Fest montierte Komponenten** minimieren Zeitaufwand für die Pflegenden.

**Optionale Unterschenkelstützen.**

**Doppelsockel-Hydraulik** für optimierte Stabilität.

**Stahlringbremsen an vier Rädern mit Betätigung auf beiden Seiten und am Kopfende** sichern die Liegefläche und die Zugänglichkeit.

# Gynnie

## Gynäkologie- Stretcher



### Standardausstattung

- Ultra Comfort-Matratze (10 cm) mit heißversiegelten Nähten
- Omni Surface-Laufrollen (20 cm) mit Radkappen
- 66 cm breite Patientenliegefläche
- Pneumatische Rückenlehne mit Doppelzylinder
- Doppelsockel-Hydraulik mit gleichmäßiger Absenkgeschwindigkeit
- An zwei Seiten montierte Fußsteuerungshydraulik
- Steuerung mit hochklappbarem fünftem Rad
- Stahlringbremsen an den vier Laufrollen mit Aktivatoren an beiden Seiten und am Kopfende
- Glideaway-Seitengitter
- Integriertes Staufach mit Halterung für Sauerstoffflaschen
- Fest montiertes, klappbares Fußsteil
- Fest montierte Fußstützen
- Ausklappbare Schiebegriffe
- Gummianschläge
- Zwei Vorrichtungen für Infusionsflaschen
- Fußsteil-Hebel zur einhändigen Aktivierung

### Technische Daten

<b>Modellnummer</b>	1061
<b>Gesamtlänge</b>	205,7 cm
<b>Gesamtbreite</b>	
Seitengitter oben	80 cm
Seitengitter unten	71 cm
<b>Gewichtskapazität</b>	227 kg
<b>Höhenbereich (bis zur Oberseite der Liegefläche)</b>	
Oben	90,8 cm
Unten	55,5 cm
<b>Positionierung der Liegefläche</b>	
Rückenlehne	0°–90°
Knieknick	0°– 90°
Trendelenburg/Anti-Trend.	± 18°
Maximaler Winkel	87,5°
<b>Patientenliegefläche</b>	66 x 191,5 cm
<b>Seitengitter</b>	34 x 99 cm
<b>Laufrollendurchmesser</b>	20 cm
<b>Klappabstand von Wand</b>	172,7 cm

### Optionale Ausstattung

- Ring für Drainagebecken
- Haltegurte
- Servier-/Instrumententablett
- Seitengitterpolster
- Infusionsstative
- Fest installiert, in zwei oder drei Stufen zusammenklappbar, am Fußende
- Abnehmbar
- Aufrechter Sauerstoffflaschenhalter

### Medical

Dieses Dokument ist nur für Personen aus medizinischen Fachkreisen bestimmt.

Der medizinischen Fachkraft obliegt die Entscheidung für oder gegen die Verwendung bestimmter Produkte und Operationstechniken im individuellen Patientenfall. Stryker erteilt insofern keinen medizinischen Rat und empfiehlt eingehende Produktschulungen und Trainings vor der Verwendung der jeweiligen Produkte.

Die hierin enthaltenen Informationen sind dazu bestimmt, die Bandbreite des Stryker-Produktangebots darzustellen. Vor der Verwendung eines Stryker-Produkts muss der behandelnde Arzt stets die Packungsbeilage, das Produktetikett und/oder die Bedienungsanleitung beachten.

Die dargestellten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich, da die Verfügbarkeit von Produkten regulatorischen Einschränkungen und medizinischen Standards der einzelnen Märkte unterliegt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an Ihren Stryker-Außendienstmitarbeiter.

Die Stryker Corporation oder ihre Tochtergesellschaften oder andere verbundene Unternehmen sind Inhaber, Nutzer oder Antragsteller der folgenden Marken oder Zeichen: Gynnie, Ultra Comfort, Stryker. Bei allen anderen Marken handelt es sich um Marken sonstiger Eigentümer bzw. Nutzer.

Die abgebildeten Produkte tragen die CE-Kennzeichnung gemäß den geltenden Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union.

Dieses Material ist nicht für den Vertrieb außerhalb der EU und der EFTA vorgesehen.



01262005DE  
DLS 03/18  
2017-16225

Copyright © 2017 Stryker  
stryker.com