

stryker

ProCeed™

Lit d'hôpital

Épicentre des
soins aux
patients





40% à 80%

des infirmiers signalent des symptômes de détresse psychologique dans le monde entier.¹



78 740

infirmiers aux États-Unis souffrent de blessures ou de maladies sur leur lieu de travail par an.²



40 à 50 %

des infirmiers déclarent souffrir de douleurs dorsales au cours de leur carrière.³



Conçu pour **la durabilité.** Conçu pour **les soins.**
Conçu pour **la simplicité.** Conçu pour **vous.**

Les lits d'hôpital ne sont pas juste des meubles. Ils contribuent grandement au rétablissement complet des patients. Face à la pénurie des infirmiers et à l'épuisement du personnel dans le monde entier,⁴ il est essentiel que votre équipement résiste non seulement à une charge de travail incessante, mais offre également une expérience intuitive, simple et fiable.

Découvrez ProCeed : un centre de soins de santé

conçu pour améliorer l'expérience des infirmiers, du personnel et des patients. Conçu avec l'aide de cliniciens du monde entier pour sa durabilité et sa facilité de nettoyage, le système ProCeed vous aide à prodiguer des soins de qualité et efficaces.



Conçu pour **la durabilité**

Vous travaillez d'arrache pied auprès de vos patients et vous méritez un équipement qui en fait tout autant. Conçu à des fins de nettoyabilité et de facilité d'entretien, le système ProCeed répond aux exigences des soins de santé.

Nettoyage facile

Grâce à son indice de protection IPX6, le châssis et le panneau électronique de ProCeed résistent aux puissants jets d'eau, vous permettant ainsi de nettoyer votre lit d'hôpital en toute confiance. Le matelas possède des coutures soudées pour empêcher l'infiltration d'eau.



Conception durable

Grâce à sa charge maximale d'utilisation de 260 kg, la résistance du lit a été rigoureusement testée. Le châssis y compris les roues, les barrières latérales, la tête de lit, le pied de lit et les accessoires, a fait l'objet de tests complets de résistance aux chocs.⁵

Facilité d'entretien

ProCeed a été conçu pour faciliter l'entretien. Il peut faire partie de votre plan d'entretien ProCare, afin que vous puissiez maintenir les performances de vos équipements comme il se doit.

ProCare Services

Conçu pour **la sécurité des patients et des équipes soignantes**

Nous savons que vous considérez la sécurité comme une priorité. Grâce à une faible hauteur de lit, des indicateurs d'état du lit et des barrières latérales de protection intégrale, ProCeed a été créé pour garantir la sécurité du personnel et des patients.

Barrières latérales pliables de protection intégrale, conception ergonomique

Les barrières latérales ergonomiques de protection intégrale ProCeed permettent de garder les patients dans leur lit quand ils en ont besoin. Elles sont repliées et rangées en cas de non utilisation.



Indicateurs d'état sur la barrière latérale

Grâce aux indicateurs situés sur la barrière latérale, les infirmiers peuvent voir de loin l'état de la batterie, les freins, l'alimentation secteur, la hauteur du lit, l'angle du lit, etc.



Hauteur basse

La faible hauteur du lit ProCeed (34 cm) offre non seulement une position ergonomique pour les infirmiers et le personnel afin d'aider les patients, mais elle favorise également la mobilité des patients et réduit le risque de blessure en cas de chute.



Conçu pour **l'efficacité et la facilité d'utilisation**

Le travail d'un infirmier est loin d'être facile. C'est pourquoi ProCeed a été soigneusement conçu pour faciliter les tâches quotidiennes telles que les radiographies, le transport et le repositionnement des patients.

Dossier radiotransparent

Grâce au dossier radiotransparent ProCeed, le personnel peut prendre des radiographies sans transférer le patient sur une autre surface, ce qui permet d'économiser beaucoup de temps et d'énergie.

Options pour la tête de lit

Choisissez entre une tête de lit fixe lorsque le cadre s'incline ou une tête de lit mobile qui s'incline, se relève et s'abaisse lorsque le lit se déplace dans différentes positions.



Cinquième roue

Une roue supplémentaire située à la base du lit offre un meilleur contrôle, réduit les efforts de poussée au démarrage et lors du guidage, ce qui contribue à réduire les blessures dorsales du personnel soignant.

Services d'assistance à la clientèle

Assistance technique

Notre assistance technique se compose d'une équipe de professionnels disponibles pour vous aider à trouver le meilleur ProCeed.

Services ProCare de Stryker

Avec les services ProCare, nos techniciens qualifiés s'assurent que votre équipement est prêt à fonctionner en cas de besoin. ProCare est un partenariat sur lequel vous pouvez compter, qui vous soulage d'une préoccupation et vous donne une raison supplémentaire de savoir que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vos médecins, votre personnel et vos patients.

Programme Flex Financial

La division Flex Financial de Stryker offre une gamme d'options diverses conçues pour répondre aux besoins de votre établissement. Nous collaborons avec nos clients pour les aider à trouver la solution de financement qui convient à leurs besoins*.

* La disponibilité des programmes varie en fonction du pays et de la gamme de produits. Veuillez contacter votre représentant local pour obtenir des informations complètes sur les programmes et la disponibilité.

Références : 1 : James Buchan; Howard Catton. Recover to rebuild: Investing in the nursing workforce for health system effectiveness. Mars 2023. ICN. [https://www.icn.ch/sites/default/files/2023-07/ICN_Recover-to-Rebuild_report_EN.pdf] 2 : Illness, Injuries, and Fatalities. 11 février 2022. U.S. Bureau of Labor Statistics. 15 mai 2024. [[https://www.bls.gov/iif/snapshots/osn-registered-nurses-2016-20.htm#:~:text=Nonfatal%20occupational%20injuries%20and%20illnesses,\(FTE\)%20workers%20was%20390.6%20](https://www.bls.gov/iif/snapshots/osn-registered-nurses-2016-20.htm#:~:text=Nonfatal%20occupational%20injuries%20and%20illnesses,(FTE)%20workers%20was%20390.6%20)] 3 : Rayhan A. Tariq; Jemima S. George; George Ampat; Tammy J. Toney-Butler. Back Safety. 22 juillet 2023. National Library of Medicine. 15 mai 2024. [<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519066/#:~:text=Of%20all%20healthcare%20workers%2C%20nurses,%5B23%5D%20%5B24%5D.>] 4 : Jester R. Editorial - Global shortage of nurses - Rebecca Jester for May 2023 issue. Int J Orthop Trauma Nurs. 2023 May;49:101018. doi: 10.1016/j.ijotn.2023.101018. Epub 2023 Mar 24. PMID: 37041090; PMCID : PMC10038672. 5 : données test

Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de la santé. Un professionnel de la santé doit toujours se baser sur son propre jugement professionnel et clinique lorsqu'il décide d'utiliser un produit particulier pour traiter un patient déterminé. Stryker ne dispense pas de conseils médicaux et recommande que les professionnels de la santé soient formés à l'utilisation de tout produit particulier avant son utilisation.

Les informations présentées ici sont destinées à illustrer l'étendue des possibilités offertes par les produits Stryker. Les professionnels de la santé doivent toujours consulter la notice, l'étiquette du produit et/ou le manuel d'utilisation avant de se servir d'un produit Stryker. Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles sur tous les marchés, étant donné que la disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur sur les marchés respectifs. Veuillez contacter votre représentant Stryker si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région.

Stryker Corporation, ses divisions ou d'autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : Stryker, Flex Financial, ProCare, ProCeed. Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant à leurs propriétaires ou titulaires respectifs. ProCeed : classe I. Les produits décrits disposent du marquage CE conformément aux réglementations et directives européennes applicables.

