

stryker

ProCeed™ Letto ospedaliero

Il fulcro
dell'assistenza
al paziente





40%-80%

Infermieri a livello globale che riferiscono sintomi di disagio psicologico.¹



78.740

Infermieri negli Stati Uniti che ogni anno riportano malattie o infortuni sul lavoro.²



40%-50%

Infermieri che riferiscono di aver sviluppato mal di schiena nel corso della carriera.³



Progettato per la **durata**. Progettato per la **cura**.
Progettato per la **semplicità**. Progettato per **voi**.

I letti ospedalieri non sono solo arredamenti: ricoprono infatti un ruolo importante nella ripresa del paziente. A fronte della carenza di infermieri e dei casi di burnout del personale in tutto il mondo,⁴ è fondamentale che le attrezzature non solo siano in grado di sopportare un carico di lavoro incessante, ma forniscano anche un'esperienza semplice e intuitiva al personale che le utilizza.

ProCeed: il fulcro dell'assistenza sanitaria

che migliora l'esperienza di infermieri, personale e pazienti. Progettato con il contributo di medici di tutto il mondo per garantire durata e facilità di pulizia, ProCeed consente di offrire un'assistenza efficiente e di qualità.



Costruito per **durare**

Chi lavora duramente per i pazienti merita un'attrezzatura che lavori altrettanto duramente. Dalla facilità di pulizia alla facilità di manutenzione, ProCeed è stato progettato per sostenere esigenze dell'assistenza sanitaria.

Facilità di pulizia

Grazie alla classificazione IPX6, il telaio e il pannello elettronico di ProCeed resistono ai getti d'acqua più potenti, consentendo la pulizia del letto ospedaliero in tutta sicurezza. Le cuciture termosaldate della superficie di supporto impediscono l'ingresso d'acqua.



Design duraturo

Il letto è stato sottoposto a rigorosi test di resistenza per garantire un carico operativo di sicurezza di 260 kg. L'intero telaio, inclusi ruote, sponde laterali, testiera, pediera e accessori, sono stati testati in modo completo per la resistenza agli urti.⁵

Facilità di manutenzione

ProCeed è progettato per facilitare la manutenzione e può far parte del tuo piano di assistenza ProCare, così potrai mantenere tutte le tue attrezzature funzionanti come dovrebbero.

ProCare Services

Costruito per la **sicurezza dei pazienti e del team di assistenza medica.**

Sappiamo che la sicurezza è una priorità assoluta. Con un'altezza del letto ridotta, indicatori di stato del letto e sponde laterali a copertura totale, ProCeed è stato progettato tenendo a mente la sicurezza sia del personale che dei pazienti.

Sponde laterali ribaltabili ergonomiche a copertura completa

Le sponde laterali ergonomiche a copertura completa di ProCeed tengono a letto il paziente quando è necessario e all'occorrenza possono essere abbassate.



Indicatori di stato del letto sulla sponda laterale

Grazie agli indicatori sulla sponda laterale, gli infermieri possono vedere a distanza lo stato della batteria, dei freni, della batteria, l'altezza del letto, l'angolazione e molto altro.



Altezza ridotta

L'altezza ridotta a 34 cm del letto ProCeed non solo offre a infermieri e personale una posizione ergonomica per assistere il paziente, ma supporta anche la mobilità del paziente e ne riduce il rischio di infortunio da caduta.



Costruito per garantire **efficienza e facilità d'uso**

Il lavoro di un infermiere è tutt'altro che semplice. ProCeed è stato progettato con cura proprio per alleviare il carico delle attività quotidiane come radiografie, trasporto e riposizionamento del paziente.

Schienale radiotrasparente

Con lo schienale radiotrasparente di ProCeed, il personale può eseguire radiografie senza trasferire il paziente su un'altra superficie, risparmiando tempo prezioso ed energie.

Opzioni della testiera

È possibile scegliere tra una testiera che rimane ferma quando il telaio è inclinato o una testiera mobile che si inclina, si solleva e si abbassa quando il letto si sposta nelle diverse posizioni.



Quinta ruota

La mobilità con quinta ruota – una ruota aggiuntiva al centro del letto – offre un maggiore controllo, riduce la forza di spinta all'avvio e il raggio di sterzata, contribuendo a ridurre le lesioni lombari del personale di assistenza.

Servizi di assistenza al cliente

Assistenza tecnica

Il nostro servizio di assistenza tecnica prevede un team di professionisti a disposizione per soddisfare tutte le esigenze relative a ProCeed.

Assistenza Stryker ProCare

Con l'assistenza ProCare, i nostri tecnici specializzati sono pronti a rispondere a tutte le necessità. ProCare è un partner su cui potete contare per lavorare con serenità, sapendo di fare il massimo per i medici, gli operatori sanitari e i pazienti.

Programma Flex Financial

Grazie al programma Flex Financial di Stryker, offriamo una vasta gamma di alternative intelligenti pensate per le esigenze di tutte le organizzazioni. Collaboriamo con i nostri clienti per assisterli nella ricerca della soluzione di finanziamento più adatta alle loro esigenze.*

*La disponibilità del programma varia a seconda del Paese e del portafoglio prodotti. Per informazioni sui dettagli e la disponibilità, contattare i rappresentanti di zona.

Bibliografia: 1: James Buchan; Howard Catton. Recover to rebuild: Investing in the nursing workforce for health system effectiveness. Marzo 2023. ICN. [https://www.icn.ch/sites/default/files/2023-07/ICN_Recover-to-Rebuild_report_EN.pdf] 2: Illness, Injuries, and Fatalities. 11 febbraio 2022. U.S. Bureau of Labor Statistics. 15 maggio 2024. [[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519066/#:~:text=Of%20all%20healthcare%20workers%2C%20nurses,%5B23%5D%20%5B24%5D.](https://www.bls.gov/iif/snapshots/osn-registered-nurses-2016-20.htm#:~:text=Nonfatal%20occupational%20injuries%20and%20illnesses,(FTE)%20workers%20was%20390.6,3: Rayhan A. Tariq; Jemima S. George; George Ampat; Tammy J. Toney-Butler. Back Safety. 22 luglio 2023. National Library of Medicine. 15 maggio 2024. [<a href=)] 4: Jester R. Editorial - Global shortage of nurses - Rebecca Jester for May 2023 issue. Int J Orthop Trauma Nurs. Maggio 2023;49:101018. doi: 10.1016/j.ijotn.2023.101018. Pubblicazione elettronica 24 marzo 2023. PMID: 37041090; PMCID: PMC10038672. 5: Dati dei test in archivio

Questo documento è destinato esclusivamente al personale sanitario. Il personale sanitario deve sempre basarsi sul proprio giudizio medico professionale per decidere se usare un particolare prodotto su un determinato paziente. Stryker non offre consulenza medica e consiglia al personale sanitario di seguire un periodo di formazione inerente a un particolare prodotto prima di utilizzarlo.

Le informazioni qui presentate hanno lo scopo di dimostrare la varietà dell'offerta di prodotti Stryker. Il personale sanitario deve sempre consultare il foglio illustrativo nella confezione, l'etichetta del prodotto e/o le istruzioni prima di usare un prodotto Stryker. È possibile che non tutti i prodotti siano disponibili in tutti i mercati per motivi legati alla legislazione e/o alla pratica medica nei singoli mercati. In caso di domande sulla disponibilità dei prodotti Stryker nella propria zona, rivolgersi al rappresentante Stryker di riferimento.

Stryker Corporation o le sue divisioni o altre società affiliate usano o hanno fatto richiesta di usare i seguenti marchi commerciali o marchi di servizio: Stryker, Flex Financial, ProCare, ProCeed. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi proprietari o titolari. ProCeed: classe I. I prodotti qui rappresentati recano il marchio CE, in conformità ai regolamenti e alle direttive UE applicabili.

