

# ProCeed™ Lit d'hôpital



Conçu pour **la durabilité.**  
Conçu pour **les soins.**  
Conçu pour **la simplicité.**  
Conçu pour **vous.**

Les lits d'hôpitaux ne sont pas juste des meubles. Ils contribuent grandement au rétablissement complet des patients.

Découvrez ProCeed : conçu pour améliorer l'expérience des infirmiers, du personnel et des patients. Conçu avec l'aide de cliniciens du monde entier pour sa durabilité et sa facilité de nettoyage, le système ProCeed vous aide à prodiguer des soins de qualité et efficaces.



## Durabilité

### Nettoyage facile

Grâce à son indice de protection IPX6, le châssis et le panneau électronique de ProCeed résistent aux puissants jets d'eau, vous permettant ainsi de nettoyer votre lit d'hôpital en toute confiance. Le matelas possède des coutures soudées pour empêcher l'infiltration d'eau.

### Conception durable

Grâce à sa charge maximale d'utilisation de 260 kg, la résistance du lit a été rigoureusement testée. Le châssis a fait l'objet de tests complets de résistance aux choc.<sup>1</sup>



## Sécurité

### Barrières latérales pliables de protection intégrale

Les barrières de protection intégrale ProCeed sont dotées d'indicateurs d'état. Elles permettent de garder les patients dans leur lit quand ils en ont besoin. Elles sont repliées et rangées en cas de non utilisation.

### Hauteur basse

La faible hauteur du lit ProCeed (34 cm) offre non seulement une position ergonomique pour les infirmiers et le personnel afin d'aider les patients, mais elle favorise également la mobilité des patients et réduit le risque de blessure en cas de chute.



## Simplicité d'utilisation

### Dossier radiotransparent

Grâce au dossier radiotransparent ProCeed, le personnel peut prendre des radiographies sans transférer le patient sur une autre surface, ce qui permet d'économiser beaucoup de temps et d'énergie dans le processus.

### Options pour la tête de lit

Choisissez entre une tête de lit fixe lorsque le cadre s'incline ou une tête de lit mobile qui s'incline avec le châssis.

# ProCeed

## Caractéristiques standard

- Tête de lit mobile ou fixe
- Batterie de secours
- RCP manuelle des deux côtés du lit
- Levage électrique, repose-jambes électrique, relève-buste électrique
- Barrières latérales verrouillables et rétractables de protection intégrale
- Doubles commandes intégrées aux barrières latérales
- Housses amovibles pour matelas
- Pédales de freins, de point mort (position neutre) et de guidage aux quatre coins du lit
- Roue anti-statique
- Pare-chocs
- Articulation d'élévation des genoux et des pieds facile à ajuster
- Indicateur d'angle pour le relève-buste, déclive, proclive
- Indicateurs de batterie, verrouillage de l'articulation, hauteur du lit et alimentation électrique
- Protection IPX6 contre les jets d'eau
- Durée de vie dix (10) ans
- Roues doubles
- Éclairage sous le lit
- Châssis métallique avec peinture électrostatique
- Tête de lit et pied de lit amovibles

## Options

- Témoin des freins
- 5e roue
- Télécommande pour soignant
- Boîtier de commande patient
- Relève-buste radiotransparent et support de cassette
- Rallonge de lit avec support porte-couvertures

## Caractéristiques techniques

	Lit ProCeed MedSurg
Numéro de modèle	8500
Charge maximale d'utilisation	260 kg
Poids maximal du patient	215 kg
<b>Dimensions globales du produit</b>	
Longueur	220 cm (± 1 cm)
Longueur (avec rallonge de lit - option)	251 cm (± 1 cm)
Largeur	99 cm (± 1 cm)
<b>Hauteur du produit (sans matelas)</b>	
Basse	34 cm (+1,5/-2,5 cm)
Haute (commandes patient)	48,8 cm (± 1 cm)
Haute (commandes soignant)	76,5 cm (± 1 cm)
Dégagement sous le produit	15,5 cm
Taille des roulettes	Ø15 cm
Indicateur d'angle du produit	0° – 15°
Indicateur d'angle du relève-buste	0° – 90°
Angle du relève-buste	0° – 65°
Déclive/proclive	-12° – 12°
Angle de plicature	0° – 30°
Électronique	100-240 VCA, 50/60 Hz

## Offres

- ProCeed Basic : inclut toutes les fonctions standard
- ProCeed Plus : inclut toutes les fonctions standard, plus :
  - Témoin des freins
  - 5e roue
  - Télécommande pour soignant
  - Boîtier de commande patient
  - Relève-buste spécial radiographie
  - Rallonge de lit avec support porte-couvertures
- ProCeed Custom\*\*
  - Entièrement personnalisable

\*La charge maximale d'utilisation indique le poids total du patient, du matelas et des accessoires.  
 \*\* Contactez votre représentant commercial pour connaître les options personnalisables.

Référence : 1. Données test

Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de la santé. Un professionnel de la santé doit toujours se baser sur son propre jugement professionnel et clinique lorsqu'il décide d'utiliser un produit particulier pour traiter un patient déterminé. Stryker ne dispense pas de conseils médicaux et recommande que les professionnels de la santé soient formés à l'utilisation de tout produit particulier avant son utilisation. Les informations présentées ici sont destinées à illustrer l'étendue des possibilités offertes par les produits Stryker. Les professionnels de la santé doivent toujours consulter la notice, l'étiquette du produit et/ou le manuel d'utilisation avant de se servir d'un produit Stryker. Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles sur tous les marchés, étant donné que la disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur sur les marchés respectifs. Veuillez contacter votre représentant Stryker si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région. Stryker Corporation, ses divisions ou d'autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : Stryker, ProCeed. Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant à leurs propriétaires ou titulaires respectifs. ProCeed : classe I. Les produits décrits disposent du marquage CE conformément aux réglementations et directives européennes applicables.

01/2025  
 AG-PRCD-FACT-1107006\_REV-0\_fr\_fr © 2025 Stryker



Stryker Medical  
 3800 E. Centre Avenue  
 Portage, MI 49002 États-Unis

stryker.fr