

# ProCeed™

## Letto ospedaliero



Progettato per la **durata.**

Progettato per la **cura.**

Progettato per la **semplicità.**

Progettato per **voi.**

I letti ospedalieri non sono solo arredamenti: ricoprono infatti un ruolo importante nella ripresa del paziente.

ProCeed migliora l'esperienza di infermieri, personale e pazienti. Progettato con il contributo di medici di tutto il mondo per garantire durata e facilità di pulizia, ProCeed è progettato per offrire un'assistenza efficiente e di qualità.



### Resistenza

#### Facilità di pulizia

Grazie alla classificazione IPX6, il telaio e il pannello elettronico di ProCeed resistono ai getti d'acqua più potenti, consentendo la pulizia del letto ospedaliero in tutta sicurezza. Le cuciture termosaldate della superficie di supporto impediscono l'ingresso d'acqua.

#### Design duraturo

Il letto è stato sottoposto a rigorosi test di resistenza per garantire un carico operativo di sicurezza di 260 kg. L'intero telaio è stato testato in modo completo per la resistenza agli urti.<sup>1</sup>



### Sicurezza

#### Sponde laterali pieghevoli a copertura completa

Le sponde laterali a copertura completa di ProCeed, con indicatori di stato integrati, tengono a letto il paziente quando è necessario e all'occorrenza possono essere abbassate.

#### Altezza ridotta

L'altezza ridotta a 34 cm del letto ProCeed non solo offre a infermieri e personale una posizione ergonomica per assistere il paziente, ma supporta anche la mobilità del paziente e ne riduce il rischio di infortunio da caduta.



### Facilità d'uso

#### Schienale radiotrasparente

Con lo schienale radiotrasparente di ProCeed, il personale può eseguire radiografie senza trasferire il paziente su un'altra superficie, risparmiando tempo prezioso ed energie nelle procedure.

#### Opzioni della testiera

È possibile scegliere tra una testiera che rimane ferma quando il telaio si inclina o una testiera mobile che si inclina quando il telaio è inclinato.

# ProCeed

## Accessori di serie

- Testiera mobile o fissa
- Batteria di backup
- CPR manuale su entrambi i lati del letto
- Sollevamento elettrico, poggiatesta elettrico, schienale elettrico
- Sponde laterali a copertura completa bloccabili e a scomparsa
- Doppi comandi per le sponde laterali
- Coperture rimovibili per lettino
- Pedali per freno/posizione neutra/sterzo ai quattro angoli
- Ruota orientabile antistatica per la messa a terra del telaio
- Paracolpi
- Articolazione di sollevamento ginocchia e piedi facilmente regolabile
- Indicatore di angolazione per schienale, Trendelenburg e Anti-Trendelenburg
- Indicatori di batteria, blocco dell'articolazione, altezza del letto e alimentazione
- Protezione IPX6 dai getti d'acqua
- Vita utile prevista di dieci (10) anni
- Ruote orientabili doppie
- Luce sotto al letto
- Telaio metallico con verniciatura elettrostatica
- Testiera e pediera rimovibili

## Accessori opzionali

- Indicatori dei freni
- Quinta ruota
- Telecomando infermiere
- Telecomando paziente
- Schienale radiotrasparente e portacassette
- Estensione letto con portabiancheria

## Caratteristiche tecniche

	Letto medico-chirurgico ProCeed
<b>Codice prodotto</b>	8500
<b>Carico operativo di sicurezza*</b>	260 kg
<b>Peso massimo del paziente</b>	215 kg
<b>Dimensioni complessive del prodotto</b>	
Lunghezza	220 cm (± 1 cm)
Lunghezza (con estensione letto, opzionale)	251 cm (± 1 cm)
Larghezza	99 cm (± 1 cm)
<b>Altezza del prodotto (senza materasso)</b>	
Altezza minima	34 cm (+1,5/-2,5 cm)
Altezza massima (comandi paziente)	48,8 cm (± 1 cm)
Altezza massima (comandi operatore)	76,5 cm (± 1 cm)
<b>Margine inferiore del prodotto</b>	15,5 cm
<b>Dimensioni ruote orientabili</b>	Ø15 cm
<b>Indicatore dell'angolazione prodotto</b>	0° – 15°
<b>Indicatore dell'angolazione schienale</b>	0° – 90°
<b>Angolazione schienale</b>	0° – 65°
<b>Trendelenburg/Anti-Trendelenburg</b>	-12° – 12°
<b>Angolo di sollevamento</b>	0° – 30°
<b>Caratteristiche elettriche</b>	100-240 V CA, 50/60 Hz

## Pacchetti

- ProCeed Basic, include tutte le funzioni standard
- ProCeed Plus, include tutte le funzioni standard oltre a:
  - Indicatori dei freni
  - Quinta ruota
  - Telecomando infermiere
  - Telecomando paziente
  - Schienale per radiografie
  - Estensione letto con portabiancheria
- ProCeed Custom\*\*
  - Completamente personalizzabile

\*Il carico operativo di sicurezza indica il peso complessivo di paziente, materasso e accessori.  
 \*\*Contattare il rappresentante delle vendite per le opzioni personalizzabili.

### Bibliografia: 1. Dati dei test in archivio

Questo documento è destinato esclusivamente al personale sanitario. Il personale sanitario deve sempre basarsi sul proprio giudizio medico professionale per decidere se usare un particolare prodotto su un determinato paziente. Stryker non offre consulenza medica e consiglia al personale sanitario di seguire un periodo di formazione inerente a un particolare prodotto prima di utilizzarlo. Le informazioni qui presentate hanno lo scopo di dimostrare la varietà dell'offerta di prodotti Stryker. Il personale sanitario deve sempre consultare il foglio illustrativo nella confezione, l'etichetta del prodotto e/o le istruzioni prima di usare un prodotto Stryker. È possibile che non tutti i prodotti siano disponibili in tutti i mercati per motivi legati alla legislazione e/o alla pratica medica nei singoli mercati. In caso di domande sulla disponibilità dei prodotti Stryker nella propria zona, rivolgersi al rappresentante Stryker di riferimento. Stryker Corporation o le sue divisioni o altre società affiliate usano o hanno fatto richiesta di usare i seguenti marchi commerciali o marchi di servizio: Stryker, ProCeed. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi proprietari o titolari. ProCeed: classe I. I prodotti qui rappresentati recano il marchio CE, in conformità ai regolamenti e alle direttive UE applicabili.

