

Barella sedia

Versatile. Semplice. Compatta.

Ideata per centri chirurgici e spazi ristretti, la barella sedia di Stryker massimizza il flusso dei pazienti senza pregiudicarne l'assistenza. Scegliendo il posizionamento ottimale da orizzontale a verticale, è possibile ottenere le prestazioni cliniche desiderate e un comfort ottimale per il paziente.



Barella sedia per chirurgia oftalmica

La barella sedia per chirurgia oftalmica offre tutti i vantaggi delle attrezzature standard, oltre a una testiera a doppio snodo con un maggior spazio di manovra del poggiatesta per il posizionamento chirurgico.

La barella passa facilmente dalla **posizione piana a quella di sedia**.

Lo schienale pneumatico è inclinabile da **0 a 90 gradi**.

I doppi cilindri idraulici e i freni con ghiera in acciaio sulle quattro ruote ottimizzano la stabilità.

Il movimento del poggiatesta può essere dipendente o indipendente dallo schienale.

Gli adesivi disponibili in diversi colori consentono di personalizzare la barella e facilitarne l'identificazione.



Grigio Rosso Blu

Barella sedia



Accessori standard

- Materasso vinilico da 5 cm (2")
- Ruote orientabili da 15 cm (6")
- Materasso paziente con larghezza di 61 cm (24")
- Poggiapiedi con altezza regolabile
- Schienale pneumatico con doppio cilindro
- Doppio sistema idraulico sulla base
- Quattro alloggiamenti per aste portaflebo
- Freni con ghiere in acciaio sulle quattro ruote con attuatori ad entrambe le estremità
- Posizione Trendelenburg senza l'uso delle mani
- Sponde laterali ribaltabili con confortevoli braccioli
- Copertura della base in ABS termoformato con vassoio portaoggetti e porta-bombole di ossigeno integrati
- Barra di spinta multiposizione (solo modello 5050)
- Poggiapiedi indipendente
- Poggiatesta a doppio snodo, con maggior spazio di manovra (5051)
- Imbottiture testa - ultra comfort (5051)
 - 8 cm (3") piatta o concava

Caratteristiche tecniche

Numero modello	5050/5051
Lunghezza totale	193 cm (76")
Larghezza	76 cm (30")
Totale	76 cm (30")
Lettino	70 cm (27,5")
Capacità di carico	181 kg (400 lb)
Variatione altezza (fino alla superficie del lettino)*	
Altezza massima	85 cm (33,5")
Altezza minima	56 cm (22")
Posizionamento del lettino	
Schienale	0° - 90°
Alto	0° - 80°
Basso	± 18°
Sponde laterali	± 45°
Standard	25 x 79 cm (10" x 31")
Materasso paziente	61 x 188 cm (24" x 74")
Diametro rotelle	15 cm (6")

Accessori opzionali

- Materasso super comfort da 5 cm (2") (5050)
- Materasso super comfort da 8 cm (3")
- Aste portaflebo
 - Fisse
 - Rimovibili standard
- Cinghie di contenimento
- Possibilità di estendere la garanzia
- Bracciolo e morsetto regolabili (5051) (necessaria la guida porta-accessori chirurgici)
- Sistema di ventilazione/supporto telo (5051)
- Guida porta-accessori chirurgici (5051) (non disponibile con le sponde laterali per trasferimento paziente)
- Poggiapolsi temporale o superiore (5051)

Medical

Il presente documento è destinato esclusivamente al personale sanitario.

Il personale sanitario deve sempre fare affidamento sul proprio giudizio medico professionale nel momento in cui decide di usare un particolare prodotto nel curare un determinato paziente. Stryker non offre consulenze mediche ed esorta il personale sanitario a seguire un periodo di formazione inerente a un particolare prodotto prima di utilizzarlo nelle procedure chirurgiche.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione hanno lo scopo di dimostrare la portata dell'offerta dei prodotti Stryker. Il personale sanitario deve sempre consultare il foglio illustrativo nella confezione, l'etichetta del prodotto e/o le istruzioni prima di usare un prodotto Stryker.

È possibile che non tutti i prodotti siano disponibili per tutti i mercati poiché la disponibilità dei prodotti è soggetta alla legislazione e/o alla prassi chirurgica dei singoli mercati. Siete pregati di contattare il vostro rappresentante Stryker se avete domande sulla disponibilità dei prodotti Stryker nella vostra zona.

Stryker Corporation o le sue divisioni o altre società affiliate usano o hanno fatto richiesta di usare i seguenti marchi commerciali o marchi di servizi: Stretcher Chair e Stryker. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi proprietari o titolari.

I prodotti descritti sono contrassegnati dal marchio CE in conformità alle normative e direttive UE in vigore.

Il presente materiale non è destinato alla distribuzione al di fuori dell'UE e dell'EFTA.



162261T
16226IT Rev A
DLS 04/2018
2017-16226

Copyright © 2018 Stryker
stryker.com