

# Surgistool®



**Base de três eixos que oferece controle superior e acesso ao pedal**

**Assento de espuma de densidade dupla e encosto ajustável que oferecem máximo apoio**

**Descansos para braços almofadados opcionais que permitem posicionamento versátil e estabilidade**

**Múltiplas configurações de assento que oferecem conforto personalizado**

## A banqueta ideal para os cirurgiões

As configurações personalizadas de assento da Surgistool e seu encosto e braços totalmente ajustáveis oferecem apoio ideal para atender sua preferência específica de posicionamento.

O acesso ao pedal superior, aliado a um design móvel, porém estável, oferece o melhor desempenho clínico possível.



Assento no Formato de Gota



Assento no Formato de Cunha



Assento no Formato de Sela (Opcional)



Assento no Formato de Gota



Assento no Formato de Cunha



Assento no Formato de Sela (Opcional)

## Medical

Stryker do Brasil Ltda.  
Rua Américo Brasiliense, 1000 - Santo Amaro  
CEP:04715-002  
CNPJ: 02.966.317/0001-02 IE:115.914.115  
São Paulo - SP Brasil  
[www.stryker.com.br](http://www.stryker.com.br)

### Características Padrão

- Encosto de perfil ajustável
- Almofadas de assento de espuma de dupla densidade (exceto para a opção de assento no formato de sela)
- Base de três eixos, hidráulica, controlada pelos pés
- Sistema de travamento na extremidade frontal
- Capa de plástico termoformado
- Assento no formato de gota ou cunha

### Especificações

• <b>Número do Modelo</b>	<b>830</b>
• <b>Capacidade de Peso</b>	300 lbs (136 kg)
• <b>Faixa de Altura</b>	
Máxima	28,5" (72 cm)
Mínima	21" (53 cm)
• <b>Faixa de Altura com Kit Elevador</b>	
Máxima	30,5" (77 cm)
Mínima	23" (58 cm)
• <b>Estilo da Almofada do Assento</b>	Gota
	Cunha
	Sela

*A Stryker reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.*

### Características Opcionais

- Kit Elevador de 2" (5 cm)
- Assento no formato de sela
- Descanso de braço de posições múltiplas