



AXS

Axial stability screw

1,2 mm und 1,7 mm

Einfachere Handhabung im Vergleich zum Vorgängersystem dank folgender Merkmale:²

- Leichteres Aufnehmen der Schraube
- Bessere Stabilität bei Einbringen der Schraube außerhalb des 90° Winkels (Abb. 1)
- Flacherer Schraubenkopf
- Besseres Eindrehen von selbstbohrenden Schrauben



Vertikal

(Abb. 1)

¹ Getestet im Vergleich mit den Standardschrauben und Schraubendreherklingen aus dem Universal 2 System

² Daten liegen vor.

Selbstbohrende Schrauben, 1,2 mm

Artikelnr.	Bezeichnung
56-12903	1,2 x 3 mm
56-12904	1,2 x 4 mm

Selbstbohrende Schrauben, 1,7 mm

Artikelnr.	Bezeichnung
56-17903	1,7 x 3 mm
56-17904	1,7 x 4 mm
56-17905	1,7 x 5 mm
56-17906	1,7 x 6 mm

Selbstschneidende Schrauben, 1,2 mm

Artikelnr.	Bezeichnung
56-12003	1,2 x 3 mm
56-12004	1,2 x 4 mm
56-12005	1,2 x 5 mm
56-12006	1,2 x 6 mm
56-12007	1,2 x 7 mm
56-12008	1,2 x 8 mm
56-12010	1,2 x 10 mm
56-12012	1,2 x 12 mm

Selbstschneidende Schrauben, 1,7 mm

Artikelnr.	Bezeichnung
56-17003	1,7 x 3 mm
56-17004	1,7 x 4 mm
56-17005	1,7 x 5 mm
56-17006	1,7 x 6 mm
56-17007	1,7 x 7 mm
56-17008	1,7 x 8 mm
56-17010	1,7 x 10 mm
56-17012	1,7 x 12 mm

Notfallschrauben, 1,4 mm

Artikelnr.	Bezeichnung
56-14003	1,4 x 3 mm
56-14005	1,4 x 5 mm
56-14007	1,4 x 7 mm
56-14009	1,4 x 9 mm

Verblockungsschrauben, 1,7 mm

Artikelnr.	Bezeichnung
56-17504	1,7 x 4 mm
56-17505	1,7 x 5 mm
56-17506	1,7 x 6 mm

Schraubendreherklingen 1,2/1,7 mm

Artikelnr.	Bezeichnung
62-12172	42 mm (kurz)
62-12174	82 mm (Standard)
62-12177	112 mm (lang)

Notfallschrauben, 1,9 mm

Artikelnr.	Bezeichnung
56-19003	1,9 x 3 mm
56-19005	1,9 x 5 mm
56-19007	1,9 x 7 mm
56-19009	1,9 x 9 mm

Head and Neck

Dieses Dokument ist nur für Personen aus medizinischen Fachkreisen bestimmt.

Der medizinischen Fachkraft obliegt die Entscheidung für oder gegen die Verwendung bestimmter Produkte und Operationstechniken im individuellen Patientenfall. Stryker erteilt insofern keinen medizinischen Rat und empfiehlt eingehende Produktschulungen und Trainings vor der Verwendung der jeweiligen Produkte.

Die hierin enthaltenen Informationen sind dazu bestimmt, die Bandbreite des Stryker-Produktangebots darzustellen. Vor der Verwendung eines Stryker-Produkts muss der behandelnde Arzt stets die Packungsbeilage, das Produktetikett und/oder die Bedienungsanleitung beachten.

Die dargestellten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich, da die Verfügbarkeit von Produkten regulatorischen Einschränkungen und medizinischen Standards der einzelnen Märkte unterliegt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an Ihren Stryker-Außendienstmitarbeiter.

Die Stryker Corporation oder ihre Tochtergesellschaften oder andere verbundene Unternehmen sind Inhaber, Nutzer oder Antragsteller der folgenden Marken oder Zeichen: Stryker. Bei allen anderen Marken handelt es sich um Marken sonstiger Eigentümer bzw. Nutzer.

Die abgebildeten Produkte tragen die CE-Kennzeichnung gemäß den geltenden Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union.

Dieses Material ist nicht für den Vertrieb außerhalb der EU und der EFTA vorgesehen.



CMFFL8016543DE
DLS 05/2018
2018-16625
Copyright © 2018 Stryker
stryker.com



Stryker Leibinger
Bötzinger Straße 41
79111 Freiburg / Deutschland

