

stryker

Xpedition™

Chaise-civière motorisée

Sûre. Intégrée. En douceur.



Bougez plus vite. Grimpez plus haut.

Lorsque vous escaladez de grands sommets, vous avez besoin de puissance sur laquelle vous pouvez compter, des patients qui font confiance à vos soins et à des produits qui ne cessent de s'améliorer. Xpedition, la première chaise-civière motorisée de Stryker, aide à accomplir le travail plus facilement et plus efficacement avec un confort et une sécurité accrues tant pour votre équipe que pour le patient, car le trajet est tout aussi important que la destination.



Conçue pour une confiance accrue*

- Permet aux soignants de monter et descendre des patients de manière ergonomique dans les escaliers, en utilisant une chenille motorisée conçue pour aider à réduire le risque de blessure et de fatigue des soignants.
- Diminution du risque de bascule des patients dans les escaliers, de pair avec le système de maintien des patients de Stryker, afin d'améliorer la sécurité psychologique et physique des patients.
- Des phares intégrés au niveau de la tête et des pieds permettent aux soignants de voir facilement l'environnement autour d'eux et autour de leurs patients.
- L'interface utilisateur intuitive et les boutons rétroéclairés sont conçus pour en faciliter l'utilisation.



S'intègre à votre flux de travail

- L'encombrement plié est identique à celui de la chaise-civière Stair-PRO® de Stryker, mais la largeur de l'assise a été augmentée, ce qui permet de l'adapter à un plus grand nombre de tailles de patients.
- La civière motorisée pour ambulance Power-PRO™ 2 et la chaise Xpedition de Stryker utilisent la même batterie lithium-ion et le même chargeur de batterie universels.
- La cote IPX6 garantit la durabilité dans une grande diversité d'environnements et permet le lavage sous pression.
- Améliore la visibilité grâce à une interface utilisateur intuitive, des boutons rétroéclairés et un éclairage lumineux.
- Deux boutons « Go » (Aller) et plusieurs options de vitesse permettent au soignant de personnaliser son approche en fonction du protocole et de ses préférences tout en montant ou descendant allègrement les escaliers.



Améliorer l'expérience de soins

- Conçue pour aider à prévenir les dommages aux cages d'escalier grâce à une chenille lisse qui maintient une adhérence maximale dans les escaliers.
- Les grandes roues sont adaptées à différents terrains et permettent de se déplacer facilement dans divers types d'environnements.
- L'encombrement minimal sur les paliers, avec poignées inférieures encastrées, est conçu pour faciliter les manœuvres dans les espaces restreints.
- Lorsqu'il est vide ou chargé de matériel, l'utilisation par un seul utilisateur permet de le faire monter les escaliers sans avoir à le porter.
- Un plus grand dégagement au sol de la chenille permet à l'utilisateur de franchir les obstacles et de passer facilement aux marches.



Davantage de puissance, à chaque pas

Xpedition, modèle 6257 : spécifications

Remarque : La charge de travail sûre comprend le poids du patient, du matériel et des accessoires.	500 livres	227 kg
Hauteur	37,5 pouces	95,25 cm
Largeur	20,5 pouces	52 cm
Profondeur	25 pouces	63,5 cm
Profondeur pliée	8 pouces	20,32 cm
Longueur de la poignée de transport aux pieds	13,13 pouces	33,35 cm
Largeur minimale de l'escalier	24 pouces	60,96 cm
Longueur de palier minimale (pour les escaliers en U)	3,28 pieds	1 m
Pente maximale montée/descente	11,6 °	8,2 °
Pente maximale admissible des paliers supérieurs et inférieurs	10 °	
Inclinaison maximale de l'escalier	45 °	
Vitesse maximale de transport dans les escaliers	71 marches/minute	

Poids

Chaise	52,7 livres	23,9 kg
Système de maintien des patients (PCS)	1,25 livres	0,57 kg
Batterie	2,15 livres	0,98 kg

Poids des composants

Repose-pieds	1,35 livres	0,61 kg
---------------------	-------------	---------

Système d'alimentation

Batterie (650700080301)	25,6 V c.c., LiFePO4
Chargeur (650700450301)	100 à 240 V c.a., 50/60 Hz, 1 A 12 à 34 V c.c. 5 A



Un héritage de confiance

En partenariat avec ses clients, Stryker met au point des technologies et des appareils pour donner aux premiers répondants et aux hôpitaux plus de contrôle lors d'un événement critique. Notre engagement sans compromis en matière de qualité signifie que vous pouvez compter sur la performance de nos produits.

Lorsqu'une urgence frappe, nous sommes avec vous. Dans la collectivité, sur le terrain et à l'hôpital.

Communiquez avec votre représentant local ou visitez notre site à l'adresse [stryker.com](https://www.stryker.com)

* Par rapport aux chaises-civière Stair-PRO® et Ferno® EZGLIDE® PowerTraxx® de Stryker.

Soins d'urgence

Ce document s'adresse uniquement aux professionnels de la santé. Un professionnel de la santé doit toujours se fier à son propre jugement clinique professionnel lors de la décision d'utiliser un produit particulier pour le traitement d'un patient particulier. Stryker ne donne aucun avis médical et recommande aux professionnels de la santé de suivre une formation relative à l'utilisation d'un produit particulier avant de l'utiliser.

Les renseignements présentés visent à détailler les produits offerts par Stryker. Un professionnel de la santé doit toujours consulter le mode d'emploi pour connaître toutes les directives relatives aux indications d'utilisation, les contre-indications, les avertissements, les mises en garde et les événements indésirables possibles avant d'utiliser l'un des produits Stryker. Certains produits ne sont peut-être pas offerts sur tous les marchés parce que la disponibilité des produits est assujettie aux pratiques de réglementation ou aux pratiques médicales de chacun des marchés. Veuillez communiquer avec votre représentant si vous avez des questions au sujet de la disponibilité des produits Stryker dans votre région. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Stryker ou ses filiales possèdent, utilisent ou ont présenté des demandes pour utiliser les marques de commerce ou les marques de service suivantes : Power-PRO, Stair-PRO, Stryker et Xpedition. Toutes les autres marques de commerce sont des marques de commerce de leurs propriétaires ou détenteurs respectifs.

Le fait que le nom ou le logo d'un produit, d'une fonction ou d'un service ne figure pas dans la présente liste ne constitue pas, de la part de Stryker, une renonciation à ses droits de marques commerciales ou à d'autres droits de protection de la propriété intellectuelle portant sur ce nom ou logo.

M0000012366 REV AC FR CA

© 2023 Stryker



Fabriqué par :

3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002 États-Unis
Tél. : +1 269 329-2100
Sans frais : +1 800 327-0770
[stryker.com](https://www.stryker.com)

Distribué au Canada par :

Stryker Canada
2 Medicorum Place
Waterdown (Ontario)
L8B 1W2
Canada
Numéro sans frais :
1 800 668-8323