



XPRTM

Rückhaltesystem

**Zuverlässig. Hygienisch.
Einfach.**



XPR

auf einen Blick

Statten Sie Ihre Fahrtrage mit einem exklusiven, in Crashsimulationen getesteten Rückhaltesystem für Ihre Patienten aus. Unser bewährtes Design ist benutzerfreundlich sowie schnell zu reinigen und wurde mit einer Polyurethanbeschichtung versehen, damit Sie am Einsatzort noch sicherer agieren können.



Einfach zu reinigen

Das XPR-Rückhaltesystem ist mit einer Polyurethanbeschichtung zur einfacheren Reinigung versehen.



Vertraute Anwendung

Kompatibel mit den elektrisch betriebenen Power-PRO XT und Power-PRO TL Fahrtragen sowie mit der manuellen Performance-PRO XT Fahrtrage



In dynamischen Crashtests geprüft

Zertifiziert gemäß den Crachsicherheitsnormen SAE J3027 und BS EN 1789:2020¹



Polyurethanbeschichtung

- Verringert die Aufnahme von Feuchtigkeit
- Für Hochdruckreinigung geeignet²
- Schnell trocknend
- Widerstandsfähig gegenüber Verunreinigungen

Ein Extra an Zuverlässigkeit

Sicher

Erhöhen Sie die Sicherheit Ihrer Patienten und Rettungsfachkräfte mithilfe einer bewährten, in Crashsimulationen getesteten Lösung.¹

Schützen Sie die Struktur der Gurte mithilfe einer effektiven Polyurethanbeschichtung vor Beschädigungen und der Aufnahme von Feuchtigkeit.

Einfach zu reinigen

Erhöhen Sie Ihre Reinigungsstandards und schaffen Sie eine hygienischere Umgebung für die Versorgung Ihrer Patienten.

Verringern Sie den Aufwand für routinemäßige Desinfektionsprozesse.³


Benutzerfreundlich

Verringern Sie den Einarbeitungsaufwand durch Verwendung derselben Befestigungspunkte bei elektrisch betriebenen und manuellen Fahrtragen von Stryker.

Steigern Sie die Produktivität und sparen Sie Zeit mit leicht verständlichen Positionierungshinweisen.




Artikelnummern




Vollständiges Set
6506 0003 0010



Schulter (jeweils eine Seite)
6506 0003 0001




Einzelner Hüftgurt
6506 0003 0003



Doppelter Hüftgurt
6506 0003 0002



Oberschenkel
6506 0003 0004



Knöchel
6506 0003 0005

- **Zwei Monate Garantie**
- **Zugelassene Reinigungsmittel**
 - ≤ 70 % Isopropanol
 - Oder ein Reiniger mit folgenden Wirkstoffen (oder gleichwertig):
 - Ammoniumsalze ≤ 0,31 %
 - Isopropanol ≤ 21 %
 - Ethylenglykolmonobutylether ≤ 3 % (nicht aktiver Bestandteil)
- **Kontraindizierte Reiniger**
 - Bleichmittel
 - Beschleunigtes Wasserstoffperoxid
 - HDQ Neutral

1. Zertifiziert gemäß den Crashesicherheitsnormen SAE J3027 und BS EN 1789:2020 in Kombination mit Power-LOAD und Power-PRO XT, Power-PRO TL oder Performance-PRO XT.
2. Bei Hochdruckreinigung auf Fahrtrage.
3. Im Vergleich zu herkömmlichen Nylongurten.

Copyright © 2021 Stryker. M0000004622 REV AA. 2021-31328. 10/2021.

Dieses Dokument ist nur für Personen aus medizinischen Fachkreisen bestimmt.

Der medizinischen Fachkraft obliegt die Entscheidung für oder gegen die Verwendung bestimmter Produkte im individuellen Patientenfall. Stryker erteilt insofern keinen medizinischen Rat und empfiehlt eingehende Produktschulungen und Trainings vor der Verwendung der jeweiligen Produkte.

Die hierin enthaltenen Informationen sind dazu bestimmt, die Bandbreite des Stryker-Produktangebots darzustellen. Vor der Verwendung eines Stryker-Produkts muss das medizinische Fachpersonal stets die Packungsbeilage, das Produktetikett und/oder die Bedienungsanleitung beachten.

Die dargestellten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich, da die Verfügbarkeit von Produkten regulatorischen Einschränkungen und medizinischen Standards der einzelnen Märkte unterliegt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an Ihren Stryker-Vertreter.

Stryker oder verbundene Unternehmen sind Eigentümer, Nutzer oder Antragsteller der folgenden Marken oder Zeichen: Performance-PRO, Power-PRO, Stryker, XPR. Bei allen anderen Marken handelt es sich um Marken sonstiger Eigentümer bzw. Nutzer. Das Fehlen eines Produkt-, Funktions- oder Servicenamens oder Logos in dieser Liste bedeutet keinen Verzicht auf die Marken- oder sonstigen geistigen Eigentumsrechte seitens Stryker in Bezug auf den entsprechenden Namen oder das entsprechende Logo.