

# 次世代AED

## サマリタン™ PAD 350P / 450P用 トレーナー

### HeartSine® samaritan® PAD 350P / 450P

※トレーナーは、救命講習時などでの実技トレーニングのための装置です。



サマリタン350Pトレーナー



サマリタン450Pトレーナー

### いざという時のために 臨場感をもってトレーニング

- 1 実際の使用を想定したシナリオ
- 2 インストラクターは、リモコン操作で柔軟に訓練をサポート
- 3 450Pは、リモコン操作で胸骨圧迫のテンポの「早い」「遅い」「良いテンポ」を模擬的に切り替え可能
- 4 繰り返し使用できる再充電式



サマリタン PAD 450P  
【実機】

操作パネル  
の色が違って  
安心！



サマリタン PAD 450P  
【トレーナー】

## Specification

### 製品仕様／基本構成

#### 仕様

製品番号：TRN-350-JA  
品名：サマリタン350Pトレーナー

製品番号：TRN-450-JA  
品名：サマリタン450Pトレーナー

重量：0.6Kg  
電源：充電可能なバッテリー  
シナリオ：6つのシナリオを搭載  
制御：1つのリモコンにて、  
約3～5mの範囲にある  
複数台のトレーナーを  
操作可能

#### 付属品

- ・リモートコントローラ
- ・トレーナー用パッドバック※
- ・トレーナー用交換用電極  
(2セット)
- ・ソフトキャリーケース
- ・充電用ACアダプター
- ・取扱説明書
- ・乾電池

※トレーナー用パッドバックには  
トレーナー用交換用電極が1個  
付属しています。

## Accessories

### アクセサリ

- ・リモートコントローラ
- ・ソフトキャリーケース
- ・トレーナー用パッドバック
- ・充電用ACアダプター
- ・トレーナー用交換用電極  
(5枚/10枚/25枚)



日本ストライカー株式会社 メディカル事業部

〒112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー

製品に関するお問い合わせは



0120-715-545

平日9:00～17:00  
(土日、祝日、年末年始を除く)


# 次世代AED

# サマリタン™ PAD 350P / 450P用 アクセサリ

HeartSine® samaritan® PAD 350P / 450P

## Accessories アクセサリー

### 電極パッド&バッテリー



#### 成人用パッドパック

内容物:電極パッド(成人)×1個  
バッテリー×1個  
製品番号:PAD-PAK-03J  
医療機器届出番号:13B1X10209000902



#### 未就学児用パッドパック

内容物:電極パッド(未就学児)×1個  
バッテリー×1個  
製品番号:PAD-PAK-04J  
医療機器届出番号:13B1X10209000903

### キャリーケース



#### ソフトキャリーケース

内容物:ケース×1個  
製品番号:PAD-BAG-01 ※装置本体は含まれておりません。



#### ハートサインリュックサック

内容物:ケース×1個  
製品番号:PAD-BAG-02 ※装置本体およびファーストエイドキットは含まれておりません。

日本ストライカー株式会社 メディカル事業部

〒112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー

製品に関するお問い合わせは



**0120-715-545** 平日9:00~17:00  
(土日、祝日、年末年始を除く)