

Informações para encomendar o sistema de garrote SmartPump

5920-011-000E A bomba de canal duplo inclui:

- Cabo de alimentação de 10 pés (3,04 m)
- Guia do utilizador
- Guia de referência rápida

5920-013-000E O suporte móvel inclui:

- Suporte
- Poste de apoio
- Cesto para braçadeiras de garrote

Para obter mais informações ou efetuar uma encomenda, contacte o seu representante de vendas da Stryker Surgical.



Simplificação do garrote

Sistema de garrote SmartPump

Este documento destina-se exclusivamente a utilização por profissionais de saúde.

Um profissional de saúde tem de recorrer sempre ao seu próprio discernimento clínico profissional ao decidir se deve utilizar um produto específico para tratar um doente específico. A Stryker não fornece aconselhamento médico e recomenda que os profissionais de saúde possuam formação na utilização de qualquer produto específico antes de o utilizarem em cirurgia.

As informações apresentadas destinam-se a demonstrar a abrangência da gama de produtos da Stryker. Um profissional de saúde tem de consultar sempre o folheto informativo, o rótulo e/ou as instruções de utilização do produto antes de utilizar qualquer produto da Stryker. Os produtos podem não estar disponíveis em todos os mercados, porque a disponibilidade dos produtos está sujeita às práticas regulamentares e/ou médicas de cada mercado. Contacte o seu representante da Stryker se tiver dúvidas sobre a disponibilidade dos produtos da Stryker na sua área.

 Consulte as instruções de utilização dos produtos SmartPump para obter informações detalhadas completas.

A Stryker Corporation, respetivas divisões ou outras entidades empresariais afiliadas possuem, utilizam ou apresentaram pedidos para as seguintes marcas comerciais ou de serviço: SmartPump e Stryker. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais dos respetivos proprietários ou titulares.

Os produtos representados têm marcação CE em conformidade com os regulamentos e as diretivas aplicáveis da UE.



9100001830 PT Rev B 771616 PF 2016/01

20158667

Copyright © 2016 Stryker

www.stryker.com

Desempenho fiável

SmartPump de canal duplo

O sistema de garrote de canal duplo SmartPump da Stryker é compatível com procedimentos de braçadeira única, Bier Block (anestesia regional intravenosa) e bilaterais ou com cirurgias simultâneas num membro superior e num membro inferior. As definições de pressão e tempo únicas de cada braçadeira são apresentadas, controladas e monitorizadas de forma independente, em tempo real.

Insuflação rápida

A conceção da bolsa insuflável interna aumenta a velocidade de insuflação da braçadeira

Utilização fácil

- Os controlos intuitivos da braçadeira simplificam a formação e minimizam o impacto da rotatividade de profissionais
- Veja o tempo total decorrido rapidamente, para saber há quanto tempo é que a braçadeira está insuflada

Fiabilidade da bateria

- O mecanismo de segurança permite que a bateria funcione até cinco horas se não estiver ligada à tomada
- Ao recarregar, a bateria atinge um nível de carga de 80% em 45 minutos
- O modo de conservação de energia preserva automaticamente a bateria interna durante até 30 dias quando o sistema está desligado e sem ligação à tomada

Características/benefícios adicionais

- As definições de tempo ou pressão podem ser alteradas de forma rápida e segura, consoante necessário
- As definições novas só são ativadas quando são guardadas, utilizando a lógica de "definir/guardar" da unidade
- A gestão em tempo real da braçadeira é apoiada por alarmes lógicos, sonoros e visuais
- As variações de pressão são tipicamente detetadas e corrigidas para a pressão-alvo com feedback em tempo real

Botões de controlo da braçadeira

Ajustes de tempo

Definir/guardar

Ajustes de pressão

Insuflar

Esvaziar

Conector da braçadeira 1

Conector de porta em série

Botões de controlo do sistema

Botão indicador e de silenciar alarme

Mostrador de tempo selecionável pelo utilizador (minutos ou horas e minutos)

Pressão da braçadeira (mmHg)

Bloqueio de IVRA

Mostrador de predefinições

Ligar/desligar, em espera

Indicadores de CA e bateria

Conector da braçadeira 2

Braçadeira 1

Temporizador de insuflação: indica um tempo decorrido de 50 minutos (apresentado no formato de horas e minutos)

Indicador de pressão: indica a pressão da braçadeira e a pressão-alvo

Pressão da braçadeira ativa de 220 mmHg

Predefinições

Tempo: 1 hora
Pressão: 250 mmHg

Indicador de sistema pronto

Estado de bloqueio de IVRA: desbloqueado

Indicador de carga da bateria

